



간략한 설명



측면 지지 버팀대 및 패드 설치

AL 시리즈 및 CF 시리즈 조절형 등받이용

Stealth Products는 100%의 고객 만족도를 위하여 노력합니다. 저희에게 있어서 귀하의 완전한 만족은 매우 중요합니다. 제품 후거나 고쳐야 할 점을 저희한테 알려 주시면 제품의 질과 사용성을 개선하겠습니다. 연락 주소:



Stealth Products, LLC
 104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611
 전화: (512) 715-9995 무료전화: 1 (800) 965-9229
 팩스: (512) 715-9954 무료전화: 1 (800) 806-1225
 info@stealthproducts.com www.stealthproducts.com



MDSS GmbH
 Schiffgraben 41
 30175 Hannover, Germany



일반 공지

제품을 사용하기 전에 모든 지침을 읽어보시고 이해하시기 바랍니다. 본 자료에 있는 사용 지침과 주의 사항을 숙지하지 않으면 재산 손상, 부상 또는 사망에 이를 수 있습니다. 아래 사용 지침을 지키지 않아서 생긴 제품 하자는 보증을 받을 수 없습니다.

사용 중에 기능 상실, 부품의 분실, 풀림 또는 과도한 마모 현상이 발견되면 즉시 사용을 중단하시고 해당 공급업체와 수리, 조정 또는 교체 상담을 하십시오.

본 자료에서 이해 안 되는 부분이 있거나 안전 혹은 작동의 우려가 있으면 해당 공급업체와 연락하십시오.

중요 정보!

모든 사용자는 지침에서 소개한 장비들의 피팅, 조정 및 사용법에 능숙하고 언급한 장비들의 모든 안전 수칙을 이해할 책임이 있습니다. 정확한 제품 사용을 위해 지켜야 할 사항:

- 모든 지침과 주의사항에 대해 숙지.
- 관리와 유지보수의 지침에 따라 제품을 유지.
- 숙련된 기술자가 장비를 설치 및 조정.

주문 서류

스텔스 웹 사이트에서 본 사용자 및 설치 설명서를 다시 내려받을 수 있습니다. www.stealthproducts.com

설치일: _____

판매인: _____

판매인 압인:

시리얼 번호:

아무도 Stealth Products, LLC.의 제품 보증에 대한 변경, 확장 또는 포기를 허용하지 않습니다.

Stealth Products는 재료 결함이나 제작 오류로 생긴 피해에 대해 보증합니다.

커버: 180일

하드웨어: 5년

전자부품: 3년

제한 사항

4.1

Stealth Products, LLC는 다음의 경우로 생긴 손상을 보증하지 않습니다:

- 제품 오용, 남용 또는 오적용한 경우.
- Stealth Products, LLC.의 서면 동의가 없이 제품을 개조한 경우.
- 시리얼 번호가 해당 위치에 없거나 변경되어 있는 경우 자동으로 보증이 무효됩니다.
- Stealth Products, LLC는 교체 부품에 대해서만 책임집니다.
- Stealth Products, LLC는 작업 시간에 대한 비용에 대해 책임지지 않습니다.

주의 사항

모든 하드웨어 보급품의 대체품은 보증받지 못합니다. 아이템의 오용 및 "자연재해" (예하면, 홍수, 토네이도 등)는 보증받지 못합니다.

- 1.0 소비자 만족도 i**
- 2.0 중요 정보..... i**
- 3.0 소개..... ii**
- 4.0 제품 보증..... ii**
 - 4.1 제한 사항 ii
- 5.0 목차..... iii**
- 6.0 경고 표시.....iv**
 - 6.1 경고 표시iv
 - 6.2 책임 제한iv
 - 6.3 테스트.....iv
- 7.0 부품 및 액세서리 1**
 - 7.1 설치 및 조정에 필요한 도구 1
- 8.0 설치 지침 1**
 - 8.1 측면 버팀대 설치..... 1
 - 8.2 측면 패드 설치 2
 - 8.3 패드 높이 조정 2
 - 8.4 패드 폭 조정 3
 - 8.5 패드 각도 조정 3
- 9.0 좌석 시스템..... 4**
 - 9.1 측면 지지대 제공..... 4
- 10.0 처음 사용..... 5**
 - 10.1 판매자 도움..... 5
 - 10.2 사용자 테스트 5
 - 10.3 사용 상태 5
- 11.0 유지 보수..... 6**
 - 11.1 청소 6
 - 11.2 소독 6

경고 표시

6.1

경고는 사용자, 고객, 작업자 및 재산에 대한 안전을 포함합니다. 경고 표시로 사용되는 문구들 즉 **안전, 주의, 조심, 경고 및 위험** 등이 표시하는 의미와 사용자, 주변 환경 및 재산에 어떻게 영향을 주는지를 숙지하십시오.

⚠ 위험

적당한 조치를 하지 않을 시 **절박한** 상황으로 가게 되어 **심각한 부상, 사망 및 재산적 손해**를 초래함을 나타냅니다.

⚠ 경고

적당한 조치를 하지 않을 시 **잠재적인** 상황으로 가게 되어 **심각한 부상, 사망 및 재산적 손해**를 초래함을 나타냅니다.

⚠ 조심

적당한 조치를 하지 않을 시 **잠재적인** 상황으로 가게 되어 **경미 또는 약간의 부상 및 재산적 손해**를 초래함을 나타냅니다.

주의

부상과는 관련 없으나 **재산적 손해**를 입을 수 있다는 중요한 정보를 나타냅니다.

안전

안전한 사용에 대한 절차 혹은 지침, 안전 절차 수칙, 중요한 안전 장비가 필요함을 나타냅니다.

책임 제한

6.2

Stealth Products, LLC는 본 설명서의 권장사항, 경고 및 지침을 따르지 않은 사용자 혹은 기타 사람으로 인해 발생할 수 있는 개인적 부상 혹은 재산 손상에 대하여 책임지지 않습니다.

테스트

6.3

초기 설정과 운전은 장애물이 없는 넓은 공간에서 사용자가 안전 운전을 완전히 장악할 때까지 진행해야 합니다.

모든 설치 변경 혹은 조정이 완료되기 전에 제품 테스트는 항상 휠체어에 사람이 앉지 않은 상태에서 진행해야 합니다.

설치 및 조정에 필요한 도구

7.1

- 3mm 앨런 렌치, 각각 1개
- 4mm 앨런 렌치, 각각 1개
- 10mm 렌치, 각각 1개

주의 사항:

1. 좌우 사이드는 휠체어에 앉았을 때 사용자의 시점에서 지정합니다.
2. 휠체어 측면 패드는 등받이를 설치하기 전에 설치해야 합니다.
3. 등 쪽 골격 구조에 측면 패드를 설치한 후 패드의 높이, 폭, 각도 조정을 하기 전에 뒤쪽 지지대를 휠체어에 설치하여 CF Back 작동 설명서에 따라 조정해야 합니다.
4. 현재 등받이를 사용하고 있는 사용자는 측면 지지대를 제거 및 설치하기 전에 기존의 높이, 깊이 및 각도 방향을 따로 적어놓기를 권장합니다.

설치 지침

8.0


측면 받침대 설치



1. 두 개의 M6 x 16mm 나사를 풀어내고 등 지지대 골격 구조에 4mm 앨런 렌치와 10mm 렌치를 이용하여 조절형 받침대를 고정합니다.

주의

CF Back을 설치할 때 스페이서(측면 하드웨어에 포함되지 않음)를 원래 위치에 대고 설치하십시오.



2. 측면 패드 마운팅 받침대와 등받이 마운팅 받침대의 구멍을 맞춥니다. (측면 받침대는 골격 구조의 안쪽, 마운팅 받침대는 바깥쪽). M6 x 20mm 나사를 와셔와 함께 채우고 단단하게 잠급니다.
3. 1, 2 단계를 반복하여 반대쪽 받침대를 설치합니다.

주의

측면 받침대를 다시 고정할 때 평와셔를 재사용하십시오.

측면 패드 설치

8.2

오른쪽



1. 측면 패드의 천 이음매를 바깥쪽으로 향하게 하고 두 개의 M5 x 10mm 나사를 패드 마운팅 받침대에 채워 3mm 앨런 렌치로 단단히 잠급니다.

주의

측면 패드는 좌우 양쪽에 모두 사용할 수 있습니다.

주의

측면 패드는 마운팅 받침대의 바깥쪽에 설치해야 합니다.(그림 표시)

패드 높이 조정

8.3


1. 두 개의 M5 x 10mm 나사를 풀고 측면 패드를 위 혹은 아래로 조절하여 패드 높이와 위치를 정합니다. M5 x 10mm 나사를 다시 잠급니다.
- 3mm 앨런 렌치 사용.
 - 전체 조정 높이 1.5인치



패드 폭 조정

8.4


1. 패드의 전체 폭을 조절하려면 두 개의 M6 x 20mm 나사를 풀고 받침대를 안쪽 혹은 바깥쪽으로 밀어서 원하는 패드 폭을 형성합니다.
 - 4mm 앨런 렌치 사용.
 - 전체 조정 폭 1 인치



패드 각도 조정

8.5

1. 측면 패드에 각도를 주어 사용자 몸통에 더 잘 맞게 하려면 두 개의 M6 x 20mm 나사를 풀고 측면 패드 마운팅 받침대의 상단을 안쪽으로, 하단을 바깥쪽으로 (반대 방향)로 밀어서 원하는 각도를 형성합니다.
 - 4mm 앨런 렌치 사용.
 - 측면 패드는 약 40°의 범위로 조절 가능합니다.



측면 지지대 제공


9.1



고정 패드



스윙 아웃 패드



측면 받침대

주의

측면 지지대는 고정 ELITE 마운팅 하드웨어에 사용할 수 없습니다.

- 모든 패드 사이즈는 고정형과 스윙 아웃형으로 나뉩니다.



소형 3인치 높이
X
3인치 깊이



대형 4.5 인치 높이
X
4.5인치 깊이



중형 3인치 높이
X
4인치 깊이



초대형 4인치 높이
X
6인치 깊이

판매자 지원

10.1

처음 사용하는 고객은 판매자 혹은 서비스 기술자의 지도가 지원되며 설정에 대하여 고객(사용자 또는 참가자)에게 설명해드립니다. 필요 시 판매자가 최종 조정을 해드립니다.

⚠️ 조심

사용자가 휠체어에 앉아 있을 때 등받이를 장착하지 마십시오.

사용자 테스트

10.2

고객이 설치, 사용방법 및 최적의 움직임을 얻기 위한 조정에 대해 완전히 숙지하는 것이 중요합니다. 판매자는 다음의 의무가 있습니다:

- 고객에게 설치 절차를 설명하고 보여주고 하드웨어의 기능을 설명합니다.
- 필요 시 하드웨어를 적절한 위치에 조정합니다.
- 가능하게 발생할 문제에 대해 설명하고 해결 방법을 알려드립니다.

⚠️ 조심

차량 운송 중에 등받이를 사용하지 마십시오.

사용 상태

10.3

ADI 하드웨어는 본 설명서의 설치 지침에 따라 판매자가 설치한 후 사용하도록 제작되었습니다.

- 사용 후의 예상되는 상태는 판매자나 서비스 기술자가 사용자 또는 참가자가 처음 사용 시에 알려드립니다.
- 만약 사용 상태가 심각한 변화가 있다면 해당 판매자나 자격 있는 서비스 기술자와 문의하여 과도한 마모나 예상 밖의 손상을 방지하십시오.

청소

11.1

- 부드러운 천으로 등 쪽 골격구조를 청소하십시오.
- 비눗물 또는 세제로 폼 패드 커버를 부드럽게 문질러서 씻고 말리십시오.
- 폼 패드가 젖지 않게 하십시오.

⚠ 경고

온도가 160°F (70°C) 이상의 물에 씻지 마십시오.

⚠ 조심

여러 환자가 사용할 때 시설에서 반드시 제품을 청소와 소독을 합니다.

⚠ 경고

세탁기에 넣고 씻거나 말리지 마십시오.

소독

11.2

- 천을 가정용 살균제에 적셔서 부드럽게 닦으십시오.
- 완전히 마를 때까지 통풍이 잘되는 곳에 놓아두십시오.

⚠ 경고

폼을 물속에 담그지 마십시오.

안전

등받이 지지대를 사용하기 전에 모든 마운팅 하드웨어를 점검하여 잠금장치들이 단단히 잠겼는지 확인하십시오.

⚠ 경고

사용자 체중 제한: 250 파운드. (113.40kg)

주의

모든 종류의 ADI 등받이 대체품 혹은 잘못된 설치는 보증받을 수 없습니다.



Instalação de suportes e almofadas laterais
para as séries AL e CF de encostos ajustáveis

A Stealth Products têm como meta 100% de satisfação do cliente. Sua satisfação completa é importante para nós. Contate-nos com seu feedback ou sugestões de mudanças que possam ajudar a melhorar a qualidade e a usabilidade destes produtos. Nossas informações de contato:



Stealth Products, LLC.
104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611
Fone: (512) 715-9995 Ligação Gratuita: 1(800) 965-9229
Fax: (512) 715-9954 Ligação Gratuita: 1(800) 806-1225
info@stealthproducts.com www.stealthproducts.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Geral

Leia e certifique-se de ter entendido todas as instruções antes de utilizar o produto. O não cumprimento das instruções e das advertências contidas neste documento pode resultar em danos materiais, lesão física ou morte. O uso indevido do produto devido ao não cumprimento das instruções invalidará a garantia.

Interrompa o uso imediatamente se qualquer função estiver comprometida, se houver peças faltando ou soltas ou se houver sinais de desgaste excessivo. Consulte seu fornecedor para consertar, ajustar ou substituir o produto.

Em caso de dúvida sobre as informações contidas neste documento ou de qualquer receio a respeito da segurança ou da operação do equipamento, entre em contato com seu fornecedor.

Informações importantes!

Todas as pessoas responsáveis pela montagem, pelo ajuste e uso diário dos dispositivos discutidos nestas instruções devem estar familiarizadas com todos os aspectos relativos à segurança dos dispositivos mencionados. Para que nossos produtos sejam utilizados com sucesso, você precisa:

- Ler e certificar-se de ter compreendido todas as instruções e advertências.
- Conservar nossos produtos de acordo com nossas instruções de cuidados e manutenção.
- Os dispositivos devem ser instalados e ajustados por um técnico treinado.

Como solicitar documentação

Você pode baixar cópias adicionais deste Manual do usuário e de instalação no site da Stealth:

www.stealthproducts.com


Data de instalação: _____

Revendedor: _____

Carimbo do revendedor:



Número de série:



Ninguém está autorizado a alterar, estender ou dispensar as garantias da Stealth Products, LLC.

A Stealth Products oferece garantia contra falhas causadas por defeitos de materiais ou mão-de-obra:

Capas: 180 dias

Componentes Físicos: 5 anos

Componentes Eletrônicos: 3 anos

Limitações

4.1

A garantia da Stealth Products, LLC não cobre danos causados pelos seguintes motivos, porém não limitados aos mesmos:

- Uso indevido, abuso ou aplicação incorreta de produtos.
- Modificação do produto sem a aprovação por escrito da Stealth Products, LLC.
- Qualquer alteração do número de série ou a ausência do mesmo, conforme aplicável, invalidará automaticamente esta garantia.
- A Stealth Products, LLC é responsável apenas pela substituição de peças.
- A Stealth Products, LLC não é responsável por nenhum custo de mão-de-obra em que se tenha incorrido.

OBSERVAÇÃO

Quaisquer substituições dos componentes físicos fornecidos invalidarão a garantia. O uso indevido de itens e "atos da natureza" (por exemplo, inundações, tornados etc.) não estão cobertos pela garantia.

1.0 Satisfação do cliente	i
2.0 Informações importantes	i
3.0 Introdução	ii
4.0 Garantia	ii
4.1 Limitações	ii
5.0 Índice	iii
6.0 Mensagens de advertência	iv
6.1 Mensagens de advertência	iv
6.2 Responsabilidade limitada	iv
6.3 Teste	iv
7.0 Peças e acessórios	1
7.1 Ferramentas necessárias para a instalação e o ajuste	1
8.0 Instruções de instalação	1
8.1 Instalação de suporte lateral	1
8.2 Instalação de almofada lateral	1
8.3 Ajuste de altura da almofada	2
8.4 Ajuste de largura da almofada	3
8.5 Ajuste de inclinação da almofada	3
9.0 Sistemas de assento	4
9.1 Opções de suporte lateral	4
10.0 Primeiro uso	5
10.1 Assistência do revendedor	5
10.2 Teste do usuário	5
10.3 Condições de uso	5
11.0 Manutenção	6
11.1 Limpeza	6
11.2 Desinfecção	6

Mensagens de advertência

6.1

As advertências são incluídas para a segurança do usuário, do cliente, do operador e do equipamento. Leia e certifique-se de ter compreendido o que as palavras de notificação **SEGURANÇA**, **OBSERVAÇÃO**, **ATENÇÃO**, **ALERTA** e **PERIGO** significam, como podem afetar o usuário, aqueles à volta dele e o equipamento.

▲ PERIGO

Identifica uma situação **iminente** que (se não for evitada) resultará em **lesão grave, morte e danos materiais**.

▲ ALERTA

Identifica uma situação **potencial** que (se não for evitada) resultará em **lesão grave, morte e danos materiais**.

▲ ATENÇÃO

Identifica uma situação **potencial** que (se não for evitada) resultará em **lesão leve a moderada e danos materiais**.

OBSERVAÇÃO

Identifica informações importantes não relacionadas a lesões, mas a possíveis **danos materiais**.

SEGURANÇA

Indica passos ou instruções para práticas seguras, lembretes de procedimentos de segurança ou equipamentos de segurança importantes que podem ser necessários.

Responsabilidade limitada

6.2

A Stealth Products, LLC não se responsabiliza por lesões pessoais ou materiais decorrentes do descumprimento por parte do usuário ou de outras pessoas das recomendações, advertências e instruções contidas neste manual.

Teste

6.3

Os ajustes e os usos iniciais devem ser feitos em uma área aberta, livre de obstáculos, até que o usuário seja plenamente capaz de dirigir em segurança.

O produto deve ser sempre testado sem que ninguém esteja sentado na cadeira de rodas até que todas as alterações de ajustes ou da instalação física estejam completas.

Ferramentas necessárias para a instalação e o ajuste

7.1

- Chave Allen de 3mm, 1 de cada
- Chave Allen de 4mm, 1 de cada
- Chave de boca de 10 mm, 1 de cada

Observação:

1. As indicações de lado direito e esquerdo são do ponto de vista do usuário, quando sentado na cadeira.
2. As almofadas laterais devem ser instaladas antes que o encosto seja instalado na cadeira de rodas.
3. Depois que as almofadas laterais estiverem instaladas na concha do encosto, o apoio do encosto deve ser instalado na cadeira de rodas e ajustado de acordo com o manual de operações de encostos CF (fibra de carbono) antes da realização dos ajustes de altura, largura e inclinação das almofadas laterais.
4. Aconselha-se aos usuários que já utilizam o encosto tomar nota da altura, profundidade e inclinação atuais do mesmo antes de removê-lo para instalar os suportes laterais.

Instruções de instalação

8.0

Instalação de suporte lateral

8.1


Lado direito mostrado na imagem



1. Remova 2 de cada dos parafusos M6 x 16 mm que prendem o suporte ajustável à concha do encosto usando uma chave Allen de 4 mm e uma chave de boca de 10 mm.

OBSERVAÇÃO

Em encostos CF (fibra de carbono), mantenha os espaçadores (não incluídos com os componentes laterais) em suas posições originais.



2. Alinhe as aberturas no suporte de montagem da almofada lateral e no suporte de montagem do encosto (suporte lateral na parte interna da concha e suporte do encosto na parte externa). Insira 2 de cada dos parafusos M6 x 20 mm com uma arruela e aperte-os à mão.
3. Repita os passos 1 e 2 para o suporte do lado oposto.

OBSERVAÇÃO

Reutilize a arruela lisa ao afixar novamente o suporte lateral.

Instalação da almofada lateral**8.2**

Lado direito mostrado na imagem



1. Com a costura do tecido da almofada lateral voltada para dentro, insira 2 de cada dos parafusos M5 x 10 mm no suporte de montagem da almofada lateral e aperte-os com uma chave Allen de 3 mm.

OBSERVAÇÃO

Todas as almofadas laterais podem ser usadas do lado direito ou esquerdo.

OBSERVAÇÃO

As almofadas laterais devem ser presas à parte externa do suporte de montagem (conforme mostrado na imagem).

Ajuste de altura da almofada**8.3**


1. Remova 2 de cada dos parafusos M5 x 10 mm e mova a almofada lateral para cima ou para baixo para alcançar a altura/localização desejada da almofada. Reinstale e aperte cada um dos parafusos M5 x 10 mm.
- Use uma chave Allen de 3 mm.
 - O ajuste de altura total é de 1,5 polegadas (3,8cm).



Ajuste de largura da almofada

8.4



1. Para ajustar a largura da almofada, afrouxe 2 de cada dos parafusos de M6 x 20 mm e deslize o suporte para dentro ou para fora para alcançar a largura desejada entre as almofadas.
- Use uma chave Allen de 4mm.
 - Ajuste de largura total de 1 polegada (2,5cm).



Ajuste de inclinação da almofada

8.5

1. Para inclinar a almofada lateral para melhor se ajustar ao torso do usuário, afrouxe 2 de cada dos parafusos M6 x 20 mm e deslize a parte de cima do suporte e montagem da almofada lateral para dentro e a parte de baixo para fora (direção oposta) para alcançar o ângulo de inclinação desejado da almofada.
- Use uma chave Allen de 4mm.
 - As almofadas laterais têm capacidade de ajuste de aproximadamente 40°.



Opções de suporte lateral


9.1



Almofada Estacionária



Almofada De Abertura Ral



Suporte Lateral

OBSERVAÇÃO

Os suportes laterais não são compatíveis com os componentes de montagem Fixed ELITE.

- Todos os tamanhos de almofadas estão disponíveis em modelos estacionário e de abertura lateral.



Pequena 3 polegadas (7,6 cm) Altura
x
3 polegadas (7,6 cm) Profundidade



Grande 4,5 polegadas (11,43 cm) Altura
x
4 polegadas (10,15 cm) Profundidade



Média 3 polegadas (7,6 cm) Altura
x
4 polegadas (10,15 cm)
Profundidade



Extra grande 4 polegadas
(10,15 cm) Altura
x
6 polegadas
(15,25 cm) Profundidade

Assistência do revendedor

10.1

Durante o primeiro uso pelo cliente, aconselha-se que o revendedor ou o técnico auxilie e explique os ajustes ao cliente (o usuário e/ou o acompanhante). Se necessário, o revendedor pode fazer ajustes finais.

⚠ ATENÇÃO Não encaixe o encosto ADI com o usuário na cadeira.

Teste do usuário

10.2

É importante que o cliente esteja plenamente ciente da instalação, de como utilizar o equipamento e do que pode ser ajustado para obter o máximo de mobilidade possível. Como revendedor, proceda da seguinte forma:

- Explique e mostre ao cliente como você executou a instalação e explique a função dos componentes.
- Se necessário, ajuste os componentes na posição adequada.
- Explique ao cliente quaisquer problemas que possam vir a ocorrer e como lidar com eles.

⚠ ATENÇÃO Não utilize o encosto durante transporte em veículo.

Condições de uso

10.3

Os componentes ADI devem ser instalados pelo revendedor de acordo com as instruções de instalação contidas neste manual.

- As condições de uso previstas são comunicadas pelo revendedor ou pelo técnico ao usuário e/ou acompanhante durante o primeiro uso.
- Se as condições de uso mudarem significativamente, entre em contato com seu revendedor ou com um técnico autorizado para evitar desgaste excessivo ou danos involuntários.

Limpeza

11.1

- Utilize um pano macio para limpar a concha do encosto.
- Lave a capa da almofada de espuma à mão com água morna e sabão e deixe secar.
- A almofada de espuma NÃO deve ser molhada.

⚠ ALERTA Não lave à mão com água a temperaturas superiores a 70° C.

⚠ ATENÇÃO A instituição DEVE limpar e desinfetar o produto entre os usos por diferentes pacientes.

⚠ ALERTA Não lave ou seque à máquina.

Desinfecção

11.2

- Limpe delicadamente com um pano umedecido com um desinfetante doméstico.
- Deixe que a espuma seque completamente ao ar.

⚠ ALERTA Não mergulhe a espuma em água.

SEGURANÇA

Verifique sempre todos os componentes de montagem, certificando-se de que cada dispositivo de fixação está devidamente apertado antes de utilizar o encosto.

⚠ ALERTA Peso máximo do usuário: 113,40 kg

OBSERVAÇÃO

Alterar um encosto ADI de qualquer maneira e/ou instalá-lo de maneira inadequada invalidam a garantia.

Stealth Products[®]



"Краткий Обзор



Установка Кронштейна N Подушки боковой Поддержки

Для Регулируемых Спинок Серий AL и CF

Компания Stealth Products стремится к 100 % удовлетворенности клиентов. Ваше полное удовлетворение для нас очень важно. Если у Вас есть какие-либо комментарии или предложения для изменений, пожалуйста, свяжитесь с нами и помогите нам повысить качество и удобство изделий. Контактные данные:



Stealth Products, LLC
104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611
Телефон: (512) 715-9995 бесплатный вызов: 1(800) 965-9229
Факс: (512) 715-9954 бесплатный вызов: 1(800) 806-1225
info@stealthproducts.com www.stealthproducts.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Германия



Общая информация

Перед тем как использовать изделие внимательно прочтите и поймите все инструкции. Несоблюдение инструкций и предупреждений, приведенных в данном документе, может привести к материальному ущербу, травмам или гибели. Некорректная эксплуатация из-за пренебрежения инструкциями приведет к аннулированию гарантии.

В случае частичной или полной утери функционала изделия, отсутствия, ослабления или излишнего износа его составляющих, немедленно прекратите эксплуатацию изделия. Для ремонта, регулировки и замены компонентов изделия обратитесь к поставщику.

В случае возникновения вопросов относительно приведенной в данном документе информации, а также относительно безопасности эксплуатации изделия обратитесь к поставщику.

Важная информация!

Все лица, ответственные за монтаж, регулировку и ежедневное использование изделий, рассмотренных в данной инструкции, должны быть ознакомлены со всеми аспектами безопасности упомянутых изделий. Для обеспечения безопасной и комфортной эксплуатации нашего изделия соблюдайте следующие положения.

- Ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями.
- Поддерживайте изделие в хорошем состоянии согласно инструкциям по уходу и обслуживанию.
- Установкой и регулировкой изделия должен заниматься обученный специалист.


Запрос документации

Дополнительные копии данного руководства по установке и эксплуатации можно загрузить на веб-сайте компании Stealth: www.stealthproducts.com

Дата установки: _____

Дилер: _____

Печать Дилера:



Серийный Номер:



Ни одно лицо не имеет права изменять, продлевать или аннулировать гарантии Stealth Products, LLC.

Изделия компании Stealth предоставляет гарантию от дефектов материалов и производства изделий:

Обивка: 180 дней

Крепежное Оборудование: 5 лет

Электронные Составляющие: 3 лет

Ограничения

4.1

Гарантия Stealth Products, LLC не действует в следующих условиях, но не ограничивается ими:

- Неправильная или небрежная эксплуатация.
- Модификация изделия без письменного разрешения компании Stealth Products, LLC.
- Изменение или отсутствие серийного номера приведет к аннулированию данной гарантии.
- Stealth Products, LLC отвечает только за запасные детали.
- Stealth Products, LLC не возмещает стоимость работы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замена оригинального крепежного оборудования аннулирует гарантию. Неправильное использование и «стихийные бедствия» (напр., наводнения, торнадо и т. д.) не покрываются гарантией.

1.0 Удовлетворенность Клиентов	i
2.0 Важная Информация	i
3.0 Введение	ii
4.0 Гарантия	ii
4.1 Ограничения.....	ii
5.0 Содержание.....	iii
6.0 Предупредительные Надписи.....	iv
6.1 Предупредительные Надписи.....	iv
6.2 Ограниченная Ответственность.....	iv
6.3 Проверка	iv
7.0 Детали И Вспомогательное Оборудование	1
7.1 Необходимые Для Установки И Регулировки Инструменты.....	1
8.0 Инструкции По Установке.....	1
8.1 Установка бокового Кронштейна.....	1
8.2 Установка боковой Подушки	2
8.3 Регулировка Подушки По Высоте	2
8.4 Регулировка Подушки По Ширине.....	3
8.5 Регулировка Угла Подушки	3
9.0 Системы Сидений.....	4
9.1 Боковая Поддержка	4
10.0 Первое Использование	5
10.1 Помощь Дилера	5
10.2 Испытание Пользователем	5
10.3 Условия эксплуатации	5
11.0 Обслуживание	6
11.1 Очистка	6
11.2 Дезинфекция.....	6

Предупредительные Надписи

6.1

Предупредительные надписи приведены для безопасности пользователя, клиента, оператора и имущества. Обязательно ознакомьтесь с предупредительными словами **БЕЗОПАСНОСТЬ**, **ПРИМЕЧАНИЕ**, **ВНИМАНИЕ**, **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и **ОПАСНО**, а также с тем, что они могут означать для пользователя, находящихся вблизи лиц и имущества.

ОПАСНО

Указывает на **надвигающуюся** опасность, способную привести к **тяжелым травмам, летальному исходу, и ущербу имуществу**, если ее не избежать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на **потенциальную** опасность, способную привести к **тяжелым травмам, летальному исходу, и ущербу имуществу**, если ее не избежать.

ВНИМАНИЕ!

Указывает на **потенциальную** опасность, способную привести к **незначительным травмам, травмам средней тяжести, и ущербу имуществу**, если ее не избежать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает важную информацию, связанную с **повреждением имущества**, но не угрожающую здоровью.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Приводит шаги или инструкции для безопасной эксплуатации изделия, напоминания о безопасном порядке действий, а также о необходимом оборудовании, обеспечивающем безопасность.

Ограниченная Ответственность

6.2

Stealth Products, LLC не несет ответственности за причинение вреда здоровью или ущерб имуществу, которые могут возникнуть из-за несоблюдения пользователем или другими лицами рекомендаций, предупреждений и инструкций, приведенных в данном руководстве.

Проверка

6.3

Первичную установку и проверку изделия необходимо проводить в открытой местности, где нет препятствий, чтобы пользователь привык и научился управлять изделием безопасно.

Запрещается проводить проверку и регулировку изделия, если в нем находится человек. Эксплуатация разрешается только после завершения всех действий по установке и регулировке изделия.

Необходимые Для Установки И Регулировки Инструменты

7.1

- 3 мм шестигранный ключ, 1 шт.
- 4 мм шестигранный ключ, 1 шт.
- 10 мм ключ, 1 шт.

Примечание:

1. Обозначение «левой» и «правой» сторон указаны с точки зрения пользователя, когда он сидит в коляске.
2. Установку боковых подушек необходимо выполнять перед установкой спинки на инвалидную коляску.
3. Когда подушки боковой поддержки были установлены на спинку, установите спинку на инвалидную коляску и отрегулируйте согласно руководству по эксплуатации CF. Только после этого следует выполнять регулировку высоты, ширины и угла боковых подушек.
4. Перед установкой боковых подушек рекомендуется запомнить высоту, глубину и угол установки спинки.

Порядок Установки

8.0

Установка бокового Кронштейна

8.1


Показана Правая Сторона



1. С помощью 4 мм шестигранного ключа и 10 мм ключа выверните 2 винта М6 х 16 мм, удерживающих регулировочный кронштейн на каркасе спинки.

ПРИМЕЧАНИЕ

На спинках CF вставки (не входят в комплектацию крепежного оборудования боковых подушек) следует сохранить в их исходных положениях.



2. Совместите отверстия на монтажном кронштейне подушки и монтажном кронштейне спинки (боковой кронштейн внутри каркаса, а монтажные кронштейн – снаружи). Закрутите 2 винта М6 х 20 мм с шайбами от руки.
3. Повторите шаги 1 и 2 для кронштейна с противоположной стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ При установке бокового кронштейна плоская шайба подлежит повторному использованию.

Установка боковой Подушки

8.2

Показана правая сторона



1. Расположите боковую подушку таким образом, чтобы шов ткани был направлен наружу, вставьте 2 винта M5 x 10 мм в монтажный кронштейн боковой подушки и затяните с помощью 3 мм шестигранного ключа.

ПРИМЕЧАНИЕ Все боковые подушки могут использоваться с левой и с правой сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ

Боковые подушки крепятся на внешнюю сторону монтажного кронштейна (как показано на изображении).

Регулировка Подушки По Высоте

8.3


1. Выверните 2 винта M5 x 10 мм и сместите боковую подушку вверх или вниз, чтобы установить желаемую высоту. Вверните и затяните винты M5 x 10 мм
 - Используйте 3 мм шестигранный ключ.
 - Общая регулировка по высоте составляет 1 1/2 дюйма.



Регулировка Подушки По Ширине

8.4


1. Для общей регулировки подушки ослабьте 2 винта М6 х 20 мм и сместите кронштейн влево или вправо, чтобы выбрать необходимую ширину положения подушки.
 - Используйте 4 мм шестигранный ключ.
 - Общая регулировка ширины подушки на 1 дюйм.



Регулировка Угла Подушки

8.5

1. Чтобы изменить угол боковой подушки для лучшего прилегания к телу пользователя, выверните 2 винта М6 х 20 мм и сместите верхнюю часть монтажного кронштейна внутрь, а нижнюю – наружу (в противоположном направлении), выбрав необходимый угол.
 - Используйте 4 мм шестигранный ключ.
 - Общий угол регулировки боковых подушек составляет приблизительно 40°.



Боковая Поддержка


9.1



Стационарная подушка



Раскладывающаяся подушка



Боковой кронштейн

ПРИМЕЧАНИЕ Средства боковой поддержки несовместимы с крепежным оборудованием Fixed ELITE.

- Боковые подушки любых размеров доступны в двух вариантах – стационарном и раскладывающемся.



Малая 3 дюйма Высота
X
3 дюйма Глубина



Большая Высота
x
4,5 дюйма Глубина



Средняя 3 дюйма Высота
X
4 дюйма Глубина



Очень большая 4 дюйма Высота
X
6 дюймов Глубина

Помощью Дилера

10.1

При первом использовании рекомендуется получить консультацию у дилера или специалиста по обслуживанию об устройстве изделия (пользователю и/или сопровождающему лицу). В случае необходимости дилер может выполнить конечную регулировку.

ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать спинку на инвалидную коляску, когда в ней находится человек.

Испытание Пользователем

10.2

Крайне важно проинформировать клиента об установке, применении, а также о том, что и как можно отрегулировать, чтобы обеспечить наиболее комфортную эксплуатацию и мобильность. Для дилера:

- объясните и покажите клиенту, как выполнялась установка и объясните работу крепежного оборудования.
- В случае необходимости отрегулируйте крепежное оборудование.
- Расскажите клиенту о возможных проблемах и способах их устранения.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатировать спинки во время транспортных перевозок.

Условия Эксплуатации

10.3

Крепежное оборудование ADI должно быть установлено дилером согласно положениям данного руководства.

- Дилер или специалист по обслуживанию должен рассказать пользователю и/или сопровождающему лицу о предполагаемых условиях эксплуатации.
- Если условия эксплуатации в значительной степени изменятся, свяжитесь с дилером или квалифицированным специалистом по обслуживанию, чтобы избежать чрезмерно быстрого изнашивания или повреждений.

Очистка**11.1**

- Для очистки каркаса спинки используйте мягкую ткань.
- Промойте обивку прокладки из пеноматериала влажной мыльной водой или моющим средством, затем дайте высохнуть.
- Не мочите прокладку из пеноматериала.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запрещается мыть/стирать руками при температуре воды выше 160 °F (70 °C).

⚠ ВНИМАНИЕ!

Медицинские учреждения ОБЯЗАНЫ очищать и дезинфицировать изделие, если оно передается от пациента пациенту.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запрещается стирать и отжимать в стиральной машине.

Дезинфекция**11.2**

- Аккуратно протрите тканью, смоченной бытовым дезинфицирующим средством.
- Высушите пену на воздухе.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не погружайте прокладку из пеноматериала в воду.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед эксплуатацией спинки обязательно тщательно проверяйте надежность крепления крепежного оборудования и всех его элементов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Вес пользователя не должен превышать 250 фунтов (113,40 кг).

ПРИМЕЧАНИЕ

Модификация спинки ADI, а также неправильная установка приведет к аннулированию гарантии.

Stealth Products®



Hızlı Başvuru



Yan Destek Bağlantı Parçası ve Yastığın Kurulumu

AL ve CF Serisi Ayarlanabilir Sırt Destekleri İçin

Stealth Products %100 müşteri memnuniyeti için gayret göstermektedir. En üst düzeyde müşteri memnuniyeti bizler için önemlidir. Bu ürünlerin kalitesi ve kullanılabilirliğini geliştirmemize yardımcı olacak görüşleriniz veya önerdiğiniz değişiklikler için lütfen bizi arayın. Bize şu adresten ulaşabilirsiniz:



Stealth Products, LLC.
104 John Kelly Dr, Burnet, TX 78611
Telefon: (512) 715-9995 Ücretsiz: 1(800) 965-9229
Faks: (512) 715-9954 Ücretsiz: 1(800) 806-1225
info@stealthproducts.com www.stealthproducts.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Almanya



Genel Bilgiler

Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyup anlayın. Bu belgedeki talimatlara ve uyarılara uyulmaması maddi hasara, yaralanmaya veya ölüme yol açabilir. Aşağıdaki talimatlara uyulmaması nedeniyle ürünün hatalı şekilde kullanılması garantiyi geçersiz kılacaktır.

Herhangi bir fonksiyonu çalışmayan, parçaları eksik, gevşek veya aşırı aşınma belirtileri gösteren ürünleri kullanmayın. Bakım, ayarlama veya değiştirme işlemleri için tedarikçiniz ile görüşün.

Bu belge anlamadığınız bilgiler içeriyorsa veya güvenlik ya da çalışma ile ilgili endişeleriniz varsa tedarikçiniz ile görüşün.

Önemli bilgiler!

Bu talimatlarda tartışılan cihazların uyumluluğu, ayarlanması ve günlük kullanımından sorumlu olan kişilerin söz konusu cihazların tüm güvenlik özelliklerini bilmesi ve anlaması gerekmektedir. Ürünlerimizi sorunsuzca kullanabilmeniz için:

- Tüm talimatları ve uyarıları okuyup anlamamız;
- Ürünlerimizi bakım ve onarım ile ilgili olarak verdiğimiz talimatlara uygun şekilde saklamamız;
- Cihazların eğitimli bir teknisyen tarafından kurulması ve ayarlanması gerekmektedir.

Sipariş Belgeleri

Bu Kullanım ve Kurulum Kılavuzunun kopyalarını Stealth Web sitesinden (www.stealthproducts.com) indirebilirsiniz

Kurulum Tarihi: _____

Bayi: _____

Bayi Damgası:

Seri Numarası:

Hiç kimse Stealth Products, LLC garantilerini değiştirme, uzatma veya bunlardan feragat etme yetkisine sahip değildir.

Stealth Products hatalı malzeme veya işçilik kaynaklı arızalar garanti kapsamındadır:

Garanti Süresi: 180 gün

Donanım: 5 yıl

Elektronik Malzemeler: 3 yıl

Sınırlamalar

4.1

Stealth Products, LLC aşağıdakiler nedeniyle oluşabilecek, ancak bunlarla sınırlı olmayan hasarları garanti kapsamı dışında bırakır:

- Ürünlerin hatalı, amaç dışı kullanımı veya yanlış şekilde uygulanması.
- Ürünün Stealth Products, LLC'nin yazılı onayı alınmadan değiştirilmesi.
- Seri numarasının bulunmaması veya seri numarasında yapılacak herhangi bir değişiklik (mümkünse) bu garantiyi otomatik olarak geçersiz kılacaktır.
- Stealth Products, LLC yalnızca yedek parçalardan sorumludur.
- Stealth Products, LLC doğabilecek işçilik maliyetlerinden sorumlu değildir.

BİLGİ

Birlikte verilen donanımda yapılacak değişiklikler garantiyi geçersiz kılar. Ürünlerin hatalı kullanımı ve "doğa olayları" (örn. sel, kasırga vb.) garanti kapsamında değildir.

1.0 Müşteri Memnuniyeti	i
2.0 Önemli Bilgiler	i
3.0 Giriş	ii
4.0 Garanti	ii
4.1 Sınırlamalar	ii
5.0 İçindekiler	iii
6.0 Uyarı Etiketleri	iv
6.1 Uyarı Etiketleri	iv
6.2 Sınırlı Sorumluluk	iv
6.3 Test	iv
7.0 Parçalar Ve Aksesuarlar	1
7.1 Kurulum Ve Ayarlama İçin Gereken Aletler	1
8.0 Kurulum Talimatları	1
8.1 Yan Bağlantı Parçasının Kurulumu	1
8.2 Yan Yastığın Kurulumu	2
8.3 Yastığın Yükseklik Ayarı	2
8.4 Yastığın Genişlik Ayarı	3
8.5 Yastığın Açık Ayarı	3
9.0 Oturma Sistemleri	4
9.1 Yan Destek Önerisi	4
10.0 İlk Kullanım	5
10.1 Bayi Desteği	5
10.2 Kullanıcı Testi	5
10.3 Kullanım Şartları	5
11.0 Bakım	6
11.1 Temizlik	6
11.2 Dezenfeksiyon	6

Uyarı Etiketleri

6.1

Uyarılar; kullanıcı, müşteri, operatör ve mal güvenliğini sağlamak için dahil edilmiştir. Lütfen **GÜVENLİK, BİLGİ, DİKKAT, UYARI** ve **TEHLİKE** sinyal kelimelerinin ne anlama geldiğini, kullanıcıyı, kullanıcının çevresindekileri ve eşyaları nasıl etkileyebileceği ile ilgili verilen bilgileri okuyup anlayın.

TEHLİKE

(Önlenmediğinde) **ağır yaralanma, ölüm** ve **maddi zarar** ile sonuçlanacak **kaçınılmaz** bir durumu tanımlar.

UYARI

(Önlenmediğinde) **ağır yaralanma, ölüm** ve **maddi zarar** ile sonuçlanacak **potansiyel** bir durumu tanımlar.

DİKKAT

(Önlenmediğinde) **hafif** ila **orta dereceli yaralanma**, ve **maddi zarar** ile sonuçlanacak **potansiyel** bir durumu tanımlar.

BİLGİ

Yaralanma ile değil olası **maddi hasar** ile ilişkili önemli bilgileri tanımlar.

GÜVENLİK

Güvenli uygulamalarla ilgili adım veya talimatları, güvenli prosedürlerle ilgili hatırlatmaları veya gerekli olabilecek önemli güvenlik donanımlarını belirtir.

Sınırlı Sorumluluk

6.2

Stealth Products, LLC, kullanıcının veya diğer kişilerin bu kılavuzda yer alan tavsiyeler, uyarılar ve talimatları izlememeleri nedeniyle oluşabilecek kişisel yaralanmalar veya maddi hasarlar ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Test

6.3

İlk kurulum ve sürüş, kullanıcı tam anlamıyla güvenli hareket etme kabiliyeti kazanana kadar engellerden arınmış açık bir alanda yapılmalıdır.

Ürün, fiziksel kurulum veya ayarlama ile ilgili tüm değişiklikler tamamlanana kadar daima tekerlekli sandalye boşken test edilmelidir.

Kurulum Ve Ayarlama İçin Gereken Aletler

7.1

- 3mm Alyan Anahtar, 1 adet
- 4mm Alyan Anahtar, 1 adet
- 10 mm Alyan Anahtar, 1 adet

Not:

1. Sol ve sağ taraf gösterimleri sandalyede oturan son kullanıcının görüş açısından verilmiştir.
2. Yan yastıklar sırt desteği arka tekerlekli sandalyeye kurulmadan önce monte edilmelidir.
3. Yan yastıklar sırt destek kovanına kurulduktan sonra, yan yastık yüksekliği, genişliği ve açısı ile ilgili ayarlamalar yapılmadan önce, sırt desteği tekerlekli sandalye üzerine monte edilmeli ve CF Sırt Desteği işlemleri kılavuzuna göre ayarlanmalıdır.
4. Sırt desteğini halihazırda kullanan kullanıcıların, yan destekleri kaldırmadan ve kurmadan önce mevcut yükseklik, derinlik ve açı yönüne dikkat etmeleri tavsiye edilir.

Kurulum Talimatları

8.0

Yan Bağlantı Parçasının Montajı

8.1


Sağ Taraf Gösterilmektedir



1. 4 mm Allen Anahtarı ve 10 mm anahtar kullanarak, ayarlanabilir bağlantı parçasını sırt destek kovanına sabitleyen M6 x 16mm vidalarının her ikisini de çıkarın.

BİLGİ

CF Sırt Desteklerinde ara parçaları (yan donanıma dahil değildir) kendi orijinal pozisyonlarında bırakın.



2. Yan yastık montaj bağlantı parçası ve sırt desteği montaj bağlantı parçası üzerindeki yuvaları aynı hizaya getirin (kovanın içindeki yan bağlantı parçası ve dış taraftaki montaj bağlantı parçası). 2 M6 x 20 mm vidasını da bir rondelaya yerleştirin ve her birini elle sıkın.
3. Adım 1 ve 2'yi karşı taraftaki bağlantı parçası için tekrarlayın.

BİLGİ

Yan bağlantı parçasını tekrar takarken yeniden düz rondela kullanın.

Yan Yastığın Montajı

8.2

Sağ Taraf Gösterilmektedir



1. Yan yastığın kumaş dikiş yeri dış tarafa bakacak şekilde, 2 M5 x 10mm vidasını yan yastık montaj bağlantı parçasının içine yerleştirin ve her birini 3mm Allen Anahtarıyla sıkın.

BİLGİ

Tüm yan yastıklar sol veya sağ tarafta kullanılabilir.

BİLGİ

Yan yastıklar montaj bağlantı parçasının dış tarafına takılmalıdır (gösterildiği gibi).

Yastığın Yükseklik Ayarı

8.3


1. 2 M5 x 10mm vidasını çıkarın ve istenen yastık yüksekliğini/konumunu elde etmek için yan yastık yukarıya veya aşağıya doğru hareket ettirin. Her bir M5 x 10mm vidayı tekrar takın ve sıkın.
- 3mm Alyan Anahtar kullanın.
 - Toplam genel yükseklik ayarı 1 1/2 inç'tir.



Yastığın Genişlik Ayarı

8.4


1. Genel yastık genişliğini ayarlamak için, 2 M6 x 20mm vidasını gevşetin ve istenen yastık genişliğini elde etmek için bağlantı parçasını içeriye veya dışarıya doğru kaydırın.
 - 4 mm Alyan Anahtar kullanın.
 - 1 inç'lik toplam genel yastık genişlik ayarı.



Yastığın Açı Ayarı

8.5

1. Yan yastık kullanıcıların gövdesine daha iyi oturacak şekilde açılmak için, 2 M6 x 20mm vidasını gevşetin ve istenen yastık açısını elde etmek için yan yastık montaj bağlantı parçasını içeriye veya dışarıya en alt düzeye doğru kaydırın (ters yönde).
 - 4 mm Alyan Anahtar kullanın.
 - Yan yastıkların genel ayarı yaklaşık 40°'dir.



Yan Destek Önerisi


9.1



Sabit Yastık



Salıncak Yastık



Yan Bağlantı Parçası

BİLGİ

Yan Destekler Sabit ELITE montaj donanımı ile uyumlu değildir.

- Sabit veya salıncak yastıklar tüm yastık boyutlarında temin edilebilir.



Küçük 3in. Yükseklik x 3in. Derinlik



Büyük 4,5in. Yükseklik x 4,5in. Derinlik



Orta 3in. Yükseklik x 4in. Derinlik



Çok Büyük 4in. Yükseklik x 6in. Derinlik

Bayi Desteđi

10.1

Müşterinin ilk kullanımı sırasında, bayi veya servis teknisyeninin müşteriye (kullanıcıya ve/veya görevliye) destek olması ve kurulumu kendisine açıklaması tavsiye edilir. Gerekirse bayi son ayarlamaları yapabilir.



DİKKAT

Sırt desteđini kullanıcı sandalyede otururken takmayınız.

Kullanıcı Testi

10.2

Müşterinin kurulumu, cihazın nasıl kullanılacağını ve mümkün olabilecek en yüksek hareket kabiliyetini kazandırmak için nelerin ayarlanabileceđini tam olarak bilmesi önem arz eder. Bayi iseniz şunları gerçekleştirin:

- Kurulumu nasıl gerçekleştirdiđinizi ve donanımın nasıl çalıştığını müşteriye açıklayarak gösterin.
- Gerekirse donanımı uygun pozisyona ayarlayın.
- Müşteriye olası sorunları ve bunların nasıl ele alındığını açıklayın.



DİKKAT

Sırt desteklerini araçla seyahat ederken kullanmayınız.

Kullanım Şartları

10.3

ADI donanımı, bayi tarafından bu kılavuzdaki kurulum talimatlarına uygun şekilde kurulacak şekilde tasarlanmıştır.

- Öngörülen kullanım şartları ilk kullanım sırasında kullanıcı ve/veya görevliye bayi veya servis teknisyeni tarafından iletilir.
- Kullanım şartlarında önemli bir deđişiklik varsa, aşırı aşınma ve yıpranma veya istenmeyen zararlardan kaçınmak için bayiniz veya deneyimli bir servis teknisyeni ile irtibata geçiniz.

Temizlik

11.1

- Sırt destek kovanını temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
- Sünger yastık kapağı ılık, sabunlu su veya deterjanla elde yıkayın ve kurumaya bırakın.
- Sünger yastık ISLANMAMALIDIR.

⚠ UYARI

160°F (70°C) üzerindeki su sıcaklıklarında elde yıkamayın.

⚠ DİKKAT

Ürünün başka hastalarda kullanılmadan önce kurum tarafından temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi GEREKİR.

⚠ UYARI

Yıkamayın veya makinede kurutmayın.

Dezenfeksiyon

11.2

- Bir ev dezenfektanı ile nemlendirilmiş bir bez ile hafifçe silin.
- Süngeri iyice kurutun.

⚠ UYARI

Süngeri suya batırmayın.

GÜVENLİK

Daima tüm montaj donanımını gözden geçirin ve sırt desteğini kullanmadan önce her bir tespit malzemesinin düzgün şekilde sıkıldığından emin olun.

⚠ UYARI

250lbs. (113,4 kg) kullanıcı ağırlığı sınırı.

BİLGİ

ADI sırt desteğinin herhangi bir şekilde değiştirilmesi ve/veya yanlış kurulumu garantiyi geçersiz kılacaktır.



Stealth Products, LLC. • info@stealthproducts.com • www.stealthproducts.com
+1(800) 965-9229 | +1(512) 715-9995 | 104 John Kelly Drive, Burnet TX 78611