


ADI®


A Stealth Product



MONTERINGSMANUAL



1.0 2-punkts PRO monteringsbeslag til rygstøtter i aluminiums- og kulstofserierne



MONTERINGSINSTRUKTIONER FOR

Stealth Products: BR1103

Kompatibel med

Stealths: ADI-rygstøtter i aluminium/kulstoffiber

1.1 Kundetilfredshed

Stealth Products stræber efter 100 % kundetilfredshed. Det er vigtigt, at du er helt tilfreds. Kontakt os med feedback eller forslag til ændringer, som vil forbedre kvaliteten og anvendeligheden af disse produkter. Vi kan kontaktes på:



Stealth Products, LLC

104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611, USA

Telefon: (512) 715-9995


Gratis telefonnummer: 1 (800) 965-9229

Fax: (512) 715-9954

Gratis telefonnummer: 1(800) 806-1225

info@stealthproducts.com

www.stealthproducts.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover, Tyskland



1.2 Advarselsmærkater

1.2.1 Advarselsmærkater

Advarsler er inkluderet mhp. bruger-, klient-, operatør- og materielsikkerhed. Læs og forstå betydningen af signalordene SIKKERHED, BEMÆRK, FORSIGTIG, ADVARSEL og **FARE**, samt hvordan de kan påvirke brugeren, andre personer nær brugeren og ejendele.



FARE

Identificerer en **umiddelbart** forestående situation, som (hvis den ikke undgås) vil resultere i **alvorlig personskade, dødsfald og materielskade**.



ADVARSEL

Identificerer en **mulig** situation, som (hvis den ikke undgås) vil resultere i **alvorlig personskade, dødsfald og materielskade**.



FORSIGTIG

Identificerer en **mulig** situation, som (hvis den ikke undgås) vil resultere i **mindre til moderate personskader og materielskade**.

BEMÆRK

Identificerer vigtig information, som ikke er relateret til personskader men til potentiel **materielskade**.

SIKKERHED

Angiver trin eller instruktioner relateret til arbejdssikkerhed, påmindelser om sikkerhedsprocedurer eller vigtigt påkrævet sikkerhedsudstyr.

1.2.2 Begrænset ansvar

Stealth Products, LLC accepterer intet ansvar for personskader eller materielskader, som forekommer som følge af brugerens eller en anden persons manglende overholdelse af anbefalinger, advarsler og instruktioner i denne vejledning.


1.2.3 Afprøvning

Indledningsvis opsætning og kørsel skal finde sted i et åbent område uden forhindringer, indtil brugeren er i stand til selv at køre helt sikkert.

Produktet skal altid afprøves uden en person i kørestolen, indtil alle ændringer eller justeringer i forbindelse med den fysiske montering er fuldført.

1.0 2-punkts PRO monteringsbeslag	
1.1 Kundetilfredshed	2
1.2 Advarselsmærkater	2
1.2.1 Advarselsmærkater	2
1.2.2 Begrænset ansvar	2
1.2.3 Afprøvning	2
1.3 Indholdsfortegnelse	3
1.4 Dele og tilbehør	4
1.4.1 2-punkts PRO monteringsbeslag	4
1.4.2 Værktøj, som skal bruges til montering og justering	5
1.4.3 Drejningsmomentspecifikation	5
1.5 Monteringsinstruktioner	6
1.5.1 Montering af tapplade og U-formet enhed	6
1.5.2 Fastgørelse af 2-punkts-samling til U-formet enhed	6
1.5.3 2-punkts PRO klemmeenhet til rygrør	7
1.5.4 Højdejustering, AL/AFT-serien	8
1.5.5 Justering af bredden	8
1.5.6 Justering af vinkel	10
1.5.7 Justering af dybde	10
1.5.8 Montering af rygstøtten på klemmerne	11
2.0 WC20-godkendt 2-punkts PRO monteringsbeslag	
2.1 WC20-godkendt	13
2.1.1 WC20 2-punkts PRO monteringsbeslag	13
2.2 WC20 Transitinformation	13
2.2.1 Før transit	13
2.3 WC20 Sikkerhed	16
2.3.1 Brugsikkerhed	16
2.4 WC20 Montering af beslag	17
2.4.1 Montering af WC20 2-punkts PRO beslag	17
2.4.2 Påsyning af mærkaten på betrækket	17
2.5 Vedligeholdelse	18
2.5.1 Rengøring	18
2.5.2 Desinfektion	18
2.6 Første brug	19
2.6.1 Forhandlerbistand	19
2.6.2 Brugerafprøvning	19
2.6.3 Brugsbetingelser	19
2.7 Garanti	20
2.7.1 I tilfælde af produktfejl	20

1.4.1 2-punkts PRO monteringsbeslag




		Beskrivelse
A	2 Point PRO U-formet enhed m/tap-plade (2)	A1 M6 x 1 nylonlåsemøtrik
		A2 M6 x 18 mm skærmskive
		A3 Tapplade (2)
B	Venstre/højre side klemmeenhed	B1 M6 x 18 mm skærmskive (4)
		B2 M6 delt spændeskive (4)
		B3 M6 x 1 x 20 mm BHS (4)
C	Rygrørklemme (2)	C1 M5 x .8 x 25 mm SHS ¹ (4)
		C2 M5 x .8 x 25 mm SHS ² (4)

1. Bruges til montering på 3/4" og 7/8" rør.

2. Bruges til montering på et 1" rør.

1.4.2 Værktøj, som skal bruges til montering og justering



Værktøj*		Beskrivelse
1	Skruenøgle	10 mm skruenøgle
2	Sekskantnøgle/T-håndtag	4 mm sekskantnøgle
3	Momentnøgle	Lb-in

1.4.3 Drejningsmomentspecifikation

Delnummer	Drejningsmomentspec.
BR5001 (A2)	13,2 N-m
BR1100 (C2)	5,1 N-m
BR1101 (B3)	8,7 N-m


* Værktøj ikke inkluderet i monteringspakken.

1.5.1 Montering af tapplade og U-formet enhed

Trin 1: Bestem det ønskede sted for placering af tappladen langs de udskårne riller i rygskallen.

Trin 2: Sæt tappladen på rygstøtten. Ret tappladen ind efter den U-formede enhed.

Trin 3: Stram låsemøtrikkerne (A1, A2) med momentnøglen, så de sidder godt fast. Se *drejningsmomentspec.* i afsnit 4.3 vedr. de korrekte drejningsmomentspecifikationer for tilspænding af beslaget.



BEMÆRK

Montering af den U-formede enhed på rygstøtten vil være nødvendigt, hvis beslaget købes separat fra rygstøtten. Stealth vil montere beslaget, hvis det bestilles samtidig med rygstøtten.


⚠ FORSIGTIG Monter den U-formede enhed, før betrækket trækkes over rygstøtten.

1.5.2 Fastgørelse af 2-punkts-samling til U-formet enhed

Trin 1: Ret 2-punkts monteringsbeslaget og rørklemmen op i forhold til den samlede og monterede U-formede enhed.

Trin 2: Sæt M6-skruerne (B3) (2 stk.) i spændeskiverne (B1, B2) (2 stk.), og sæt låseenheden på til venstre og højre for den U-formede enhed med en 4 mm sekskantnøgle.

Trin 3: Når den endelige justering er færdig, strammes alle M6-møtrikker med momentnøglen. Se *afsnit 4.3* for drejningsmomentspecifikationer.




1.5.3 2-punkts PRO klemmeenhed til rygrør

Trin 1: Bestem visuelt den ønskede højde for din ADI-rygstøtte. Sæt et mærke på hvert rygrør dér, hvor klemmesamlingerne skal fastgøres.

Trin 2: Løsn M5-skruerne (C1) med to fingre, tryk på bagenden af rørklemmen, og hold den åben for at føre klemmesamlingen over toppen af rygrøret (det modtagende rør skal vende indad). Det er ikke nødvendigt at tage skruerne helt ud for at føre klemmen over røret.

Trin 3: Stram hver M5-skruer lidt med en 4 mm sekskantnøgle. Anbring klemmesamlingen parallelt med kørestolens sæde.



⚠ FORSIGTIG

Til 1" rør bruges de medfølgende 25 mm sekskantskruer (C2).

BEMÆRK


Monteringsbeslaget skal monteres i samme højde på højre og venstre side og skal være parallelt med sæderammen.

BEMÆRK

Stram skruerne til klemmen let til, så den stadig kan bevæges for at justere de modtagende tapper.

Trin 4: For at opnå korrekt tilretning flyttes monteringsbeslaget en smule ind eller ud og/eller op eller ned. Foretag justeringer, indtil rygstøtten kan sættes på uden problemer og fjernes fra de øverste og nederste modtagende tapper.

Trin 5: Når den endelige justering er færdig, strammes alle skruer (C1) med momentnøglen med de rette specifikationer. Det vil garantere sikker placering og brug.




1.5.4 Højdejustering, AL/AFT-serien

Trin 1: Brug en 10 mm nøgle til at løsne M6-møtrikkerne (A2) på tappladen.

Trin 2: Før tappladen op eller ned langs de udskårne riller i skallen, indtil du opnår den ønskede højde.

Trin 3: Stram og fastgør M6-møtrikkerne med momentnøglen. Se *afsnit 4.3* for drejningsmomentspecifikationer.



⚠ FORSIGTIG


Stealth kan ikke anbefale at bore huller i CF-rygstøtterne for at sætte beslaget i en anden højde.

1.5.5 Justering af bredden

Trin 1: Løsn på hver side af hardwaren de øverste og nederste skruer (A2) med en 4 mm sekskantnøgle og en 10 mm skruenøgle.

Trin 2: Juster hardwaren indad og udad for at få den nødvendige bredde for monteringsbeslaget.

Trin 3: Efter den endelige justering strammes alle skruer til den relevante specifikation for drejningsmoment.




BEMÆRK

Minimum og maksimum ændring af bredden af beslaget er 2,5 cm.

BEMÆRK

AFT-serien af rygstøtter kan udvides yderligere 2,5 cm (5 cm i alt) på skallen, fordi der er en udskåret rille i skallen.

Minimum- og maksimummålene* for justering af bredden:




*De viste mål er for en 16" AL-serie rygstøtte.

1.5.6 Justering af vinkel

Trin 1: På hver side af beslaget løsnes de øverste og nederste skruer (B3) med en 4 mm sekskantnøgle.

Trin 2: Juster rygstøtten til den ønskede brugervinkel.

Trin 3: Efter den endelige justering strammes alle skruer til den relevante specifikation for drejningsmoment.




1.5.7 Justering af dybde

Trin 1: På hver side af beslaget løsnes de øverste og nederste skruer (B3) med en 4 mm sekskantnøgle.

Trin 2: Skub rygstøtten frem eller tilbage til den ønskede brugerdybde.

Trin 3: Efter den endelige justering strammes alle skruer til den relevante specifikation for drejningsmoment.





1.5.8 Montering af rygstøtten på klemmerne

Trin 1: Ret monteringshuller op i forhold til slidserne i klemmebeslaget. Sæt skiverne (B1, B2) og M6 BHS (B3) på.


Trin 2: Spænd skruerne, indtil rygstøtte sidder godt fast og ikke løst. Juster om nødvendigt vinklerne.

Trin 3: Spænd skruerne til den relevante specifikation for drejningsmoment.





2.0 WC20-godkendt 2-punkts PRO monteringsbeslag til alle rygstøtter i aluminium



MONTERINGSINSTRUKTIONER FOR

Stealth Products: BR1103 med BR6006

Kompatibel med

Stealths: ADI-aluminum/AFT-serien af rygstøtter

2.1.1 WC20 2-punkts PRO monteringsbeslag

2-punkts PRO beslaget kan bestilles som en WC20-pakke. Det omfatter beslaget og transitpinde.

2-punkts PRO monteringsbeslaget har opfyldt WC20- og ISO16840-4 kravene og bestemmelserne.

WC20 fastlægger konstruktions- og ydelseskrav samt testmetoder til komplette sædesystemer, der består af et sæde, en rygstøtte og et monteringsbeslag.

FORSIGTIG

Det WC20-godkendte 2-punkts PRO beslag og AL/AFT-rygstøtterne bør kun bruges som beskrevet i producentens vejledning.

BEMÆRK

Hvis BR6006-ordren afgives, efter at der er blevet bestilt en skal, SKAL den tilhørende mærkat sys permanent på betrækket for at beslaget kan være WC20-overensstemmende.

SIKKERHED

ADI's CF-serie af rygstøtter er IKKE WC20-godkendt.

2.2.1 Før transit

- Kunder, der bruger kørestol, skal sætte sig på bilsædet og bruge bilens sikkerhedssele.
- Før transport skal man altid dobbelttjekke befæstelser og beslag.
- Efterse befæstelserne og selerne for rifter eller slidte remme. Udskift efter behov, og brug aldrig sønderrevne remme.
- Vær på udkig efter beskadigede hager eller løse befæstelser.
- Sædesystemet skal efterses for løse skruer, der fastholder beslaget på sædet. Disse skal sidde tæt, men ikke for stramt.
- 2-punkts PRO beslaget skal sidde sikkert fast på rygstøtten, og transitpindene skal være korrekt sat i beslaget.

FARE

Det WC20-godkendte 2-punkts PRO beslag og AL/AFT-rygstøtterne er konstrueret specielt til situationer, hvor det bruges på kørestole, der vender fremad i biler.

FARE

Det WC20-godkendte 2-punkts PRO beslag og AL/AFT-rygstøtterne er konstrueret, så de tager højde for korrekt brug af sikkerhedssele i bilen, så vel som klassificering af sædesystemerne med hensyn til, hvor nemt det er at placere bilens sikkerhedssele korrekt på kørestolspassageren, og i hvilken grad korrekt placering af sikkerhedssele kan opnås.


FARE

Der bør ikke foretages ændringer eller udskiftning af sædesystemet eller dele eller komponenter deraf uden forudgående konsultation med producenten.

Placering af sele

- Hofteselen skal sidde lavt hen over forsiden af hofterne tæt på, hvor bækken og lår mødes.
- Sikkerhedsselens spænde på en trepunktsele skal placeres i kontakt med kørestolsbrugerens krop og væk fra kørestolens komponenter.
- Hvor skulderselen og hofteselen på en trepunktsele mødes skal sidde tæt på hoften modsat den skulder, hvor den diagonale sele krydser, men ikke tæt på kørestolsbrugerens midtlinje.

Korrekt placering af selerne på kørestolsbrugerens



- Sikkerhedsselen til overkroppen skal sidde direkte over og i kontakt med midten af skulderen.

⚠ FORSIGTIG

Sikkerhedsseler skal indstilles til at sidde så stramt som muligt, men så de stadig er behagelige for brugeren.

SIKKERHED

Sikkerhedsselen skal placeres på kørestolsbrugerens i overensstemmelse med WTORS-producentens anvisninger.

Forkert placering af sikkerhedsselen på brugeren




- Sikkerhedsselen må ikke føres uden om kørestolens hjul eller hen over kørestolens armlæn, og den må ikke holdes væk fra brugers krop af dele eller komponenter på kørestolen.

SIKKERHED

Sikkerhedsselen må ikke bruges, mens den er snoet på en sådan måde, at det mindsker kontakten mellem remmene og brugeren.

Der bør bruges både hoftesele og skuldersele, der opfylder RESNA WC-4:2012, afsnit 18 og/eller 4.6, 5.2, 5.3 i RESNA WC-4:2012, afsnit 19 til at begrænse brugerens bevægelse i en kollision og mindske sandsynligheden for, at brugeren slynges ud af bilen og/eller læderes som følge af kontakt med bilens interiør.

Hofteselen bør være vinklet mellem 30° og 75° vandret, når den ses fra siden, og helst mellem 45° og 75° vandret, som vist på tegningen nedenfor.



⚠ ADVARSEL

Rygstøtter med indstillelige hældningsvinkler bør ikke vippe længere tilbage end 30° fra lodret under kørsel i bil, med mindre det er påkrævet af medicinske hensyn eller brugerens behov for at indtage en bestemt stilling.

⚠ ADVARSEL

Hvis rygstøtten skal justeres til en vinkel, der er større end 30° fra lodret under kørsel, skal forankringspunktet for øvre skulderrem justeres bagud for at remmen stadig er i kontakt med kørestolsbrugerens skulder og brystkasse.

Bakker


Kørestolsmonterede stive bakker, der ikke er specielt beregnet til brug under kørsel i biler, bør:

- Fjernes og fastspændes separat i bilen.
- Fastgøres på kørestolen, så de ikke river sig fri ved en kollision.
- Anbringes med en afstand på mindst 75 mm mellem bakkens bagkant og kørestolsbrugerens mave og/eller brystkasse, så den ikke kommer i vejen for brug af den korrekte anvendelse af sikkerhedsselen.
- Have energiabsorberende polstring mellem bakkens bagkant og kørestolsbruger.

2.3.1 Brugsikkerhed

Brug af en positioneringssele, der sidder på kørestolens bund eller sæderamme tilskyndes til kørsel i bil o.l., men disse seler skal placeres således, at de ikke sidder i vejen for korrekt placering af sikkerhedsseler, der beskytter i en kollision, og man må ikke forvente, at positioneringssele kan beskytte brugeren i en kollision, med mindre den designet til at opfylde og yde i henhold til kravene i 4.6, 5.2, og 5.3 i RESNA WC-4:2012, afsnit 19.

Tilstrækkelig fri afstand fremad og bagud bør sikres omkring kørestolsbrugeren.



Drejningsmomentspecifikationer for beslaget er anført i afsnittet *Dele og tilbehør* på side 2.

Den fri afstand fremad (FXZ) skal være større, når der ikke bruges skuldersele.

Se monteringsinstruktionerne fra side 3, når du skal montere WC20 2-punkts PRO beslaget til din AL- eller AFT-rygstøtte.

⚠ FARE

Det WC20-godkendte 2-punkts PRO beslag og AL/AFT-rygstøtterne er KUN konstrueret til brug på kørestolsstel, der er fuldt ud kollisionstestede iht. kravene ved frontalkollision i RESNA WC-4:2012, afsnit 19.

⚠ ADVARSEL

Det WC20-godkendte 2-punkts PRO beslag og AL/AFT-rygstøtterne SKAL bruges på et kørestolsstel, der har fire befæstelsespunkter og forankringspunkter til hoftese, der opfylder kravene i RESNA WC-4:2012, afsnit 19.


2.4.1 Montering af WC20 2-punkts PRO beslag

Følg monteringsinstruktionerne på side 3 for at montere det WC20-godkendte beslag.

Følg instruktionerne nedenfor for at montere WC20-sikkerhedsmærkaten på beslaget.


Trin 1: Fastgør WC20-sikkerhedsmærkaten til det lille beslag med 2 huller.

Trin 2: Ret det lille beslag med 2 huller, skiverne og skruen op i forhold til beslaget, og spænd.



2.4.2 Påsying af mærkaten på betrækket

WC20-mærkaten skal fastgøres på ADI-rygstøttens betræk, hvis WC20-pindene bestilles separat uden rygstøtte og beslag. Mærkaten skal sys på betrækket for at være WC20-overensstemmende.



Advarsel!

Du skal overholde følgende for korrekt transitbrug!

Undlades det at overholde dette, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller have døden til følge for brugeren!

Minimum: _____

Maksimum: _____

Stealth Products, LLC

Dato: _____

Model: _____

Serienr.: _____

Dette sædesystem har bestået kollisionstesten med en mellemstor mand og ATD i henhold til **RESNA WC- 4:2012/ISO16840** ved brug af metoderne, der beskrives i bilag A i WC-4:2012, afsn. 20, og har opfyldt kravene, mens det var sat på en kørestol udstyret med befæstelserne, der er anført i WC-4:2012, afsn. 20.

MÆRKATEN MÅ IKKE FJERNES!

2.5.1 Rengøring

- Brug en blød klud til at rengøre skalkonstruktionen.
- Håndvask betrækket til skumgummipuden i mildt, sæbevand eller vaskemiddel og lad det tørre.
- Skumgummipuden må IKKE blive våd.

⚠ ADVARSEL Må IKKE håndvaskes i vand med temperaturer på over 70 °C.

⚠ ADVARSEL Må IKKE vaskes eller tørretumbles.

2.5.2 Desinfektion

- Aftør forsigtig med en klud fugtet i desinfektionsmiddel til husholdningsbrug.
- Lad skumgummipuden lufttørre helt.

⚠ ADVARSEL Skumgummipuden må IKKE nedsænkes i vand.

SIKKERHED

Tjek alle monteringsbeslag, og sørg for, at alle befæstelser er strammet tilstrækkeligt inden brug af rygstøtten.

⚠ ADVARSEL 113,40 kg (250 pund) vægtgrænse for bruger.

BEMÆRK

Enhver ændring og/eller forkert montering af en ADI-rygstøtte vil annullere garantien.

2.6.1 Forhandlerbistand

Det anbefales, den første gang klienten bruger anordningen, at forhandleren og serviceteknikeren hjælper til og forklarer opsætningen for kunden (brugeren og/eller ledsageren). Forhandleren kan foretage endelige justeringer efter behov.

⚠ FORSIGTIG Fastgør ikke rygstøtten, mens brugeren sidder i kørestolen.

SIKKERHED

Fastgør ikke ADI-rygstøtterne, mens brugeren sidder i kørestolen, medmindre du bruger 2-punkts PRO beslaget med de WC20-godkendte pinde.

2.6.2 Brugerafprøvning

Det er vigtigt, at kunden forstår monteringen, hvordan anordningen bruges, og hvad der kan justeres for at opnå maksimal mobilitet. Forhandlere bedes fortsætte som følger:

- Forklar og vis kunden, hvordan du har udført monteringen, og forklar beslagets funktion.
- Juster beslaget til den rette position efter behov.
- Forklar kunden de mulige problemer, og hvordan de kan løses.

2.6.3 Brugsbetingelser

ADI-beslaget er beregnet til brug som monteret af forhandleren ifølge monteringsinstruktionerne i denne vejledning.

- De forudsete brugsforhold kommunikeres til brugeren og/eller ledsageren af forhandleren eller serviceteknikeren ved første brug.
- Hvis brugsforholdene ændrer sig betydeligt, bedes du kontakte din forhandler eller en kvalificeret servicetekniker for at undgå for meget slid eller utilsigtet beskadigelse.

Vores produkter er konstrueret, fremstillet og produceret til de højeste standarder. Hvis der opdages defekter i materiale eller håndværksmæssig udførelse, vil Stealth Products reparere eller udskifte produktet efter eget skøn. Alle underforståede garantier inklusive underforståede garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, er ikke gældende længere end denne garanti. Stealth Products, LLC garanterer ikke mod skader forårsaget af, men ikke begrænset til:

- Forkert brug, misbrug eller urigtig anvendelse.
- Modifikation af produkt uden skriftlig godkendelse fra Stealth Products, LLC.
- Enhver ændring af eller mangel på serienummer, hvor relevant, vil automatisk annullere garantien.
- Stealth Products, LLC hæfter kun for reservedele.
- Stealth Products, LLC hæfter ikke for eventuel arbejds løn.

Ingen personer er autoriseret til at ændre, forlænge eller fratage Stealth Products, LLC garantierne.

Stealth Products garanterer produkter mod funktionssvigt på grund af defekter i materialer eller håndværksmæssig udførelse, som følger:

Betræk: 180 dage


Beslag: 5 år

Elektronik: 3 år

2.7.1 I tilfælde af produktfejl


I tilfælde af produktfejl, der dækkes af vores garanti, bedes du følge fremgangsmåden, der beskrives nedenfor:

1. Ring til Stealth på +1 (512) 715-9995 eller gratistelefonnummer +1-800-965-9229.
2. Bed om afdelingen for returnering eller få en RA (returrekvisition) fra afdelingen for returnering, og følg anvisningerne fra afdelingen eller i dokumentationen.



1.0 2-Point PRO fästansordning

För ryggstöd från serier i aluminium och kolfiber



INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR

Stealth Products: BR1103

Kan användas med

Kan användas med


Stealth:s ADI-ryggstöd i aluminium / kolfiber

1.1 Kundtillfredsställelse

Stealth Products strävar efter 100 % kundtillfredsställelse. Att du är helt nöjd är viktigt för oss. Kontakta oss med feedback eller förslag på ändringar som kan hjälpa oss att förbättra kvaliteten och användbarheten hos dessa produkter. Du kan nå oss på:



Stealth Products, LLC
104 John Kelly Drive, Burnet, TEXAS 78611
Tel.: (512) 715-9995 Kostnadsfritt: 1 (800) 965-9229
Fax: (512) 715-9954 Kostnadsfritt: 1 (800) 806-1225
• info@stealthproducts.com www.stealthproducts.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Tyskland



1.2 Varningsdekaler

1.2.1 Varningsdekaler

Varningarna är till för användarnas, kundernas och operatörernas säkerhet, samt för att skydda utrustning och egendom. Läs och se till att du förstår vad symbolorden **SÄKERHET**, **OBS!**, **FÖRSIKTIGHET**, **VARNING** och **FARA** betyder, hur de kan påverka användaren, personer i användarens närhet, samt egendom.



Påvisar en **förestående** situation som (om den inte undviks) kommer att resultera i **allvarlig personskada, dödsfall** eller **egendomsskada**.



Påvisar en **potentiell** situation som (om den inte undviks) kommer att resultera i **allvarlig personskada, dödsfall** eller **egendomsskada**.



Påvisar en **potentiell** situation som (om den inte undviks) kommer att resultera i **lätt till måttlig personskada** eller **egendomsskada**.



Påvisar viktig information som inte är relaterad till personskada, men möjlig **egendomsskada**.



Påvisar steg eller instruktioner för säkerhetsförfaranden, påminnelser om säkerhetsåtgärder eller viktig säkerhetsinformation som kan vara nödvändig.

1.2.2 Begränsat ansvar

Stealth Products, LLC accepterar inget ansvar för personskador eller egendomsskador som uppkommit på grund av brukares eller andra personers underlåtenhet att följa rekommendationer, varningar och instruktioner i denna användarhandbok.


1.2.3 Testning

Inledande inställning och körning bör göras på en öppen yta fri från hinder tills användaren själv kan framföra rullstolen på ett säkert sätt.

Produkten bör alltid provköras utan att brukaren sitter i rullstolens tills samtliga ändringar av den fysiska installationen eller inställningen är fullföljd.

1.0 2-Point PRO fästanordning	
1.1 Kundtillfredsställelse	22
1.2 Varningsdekal	22
1.2.1 Varningsdekal	22
1.2.2 Begränsat ansvar	22
1.2.3 Testning	22
1.3 Innehållsförteckning	23
1.4 Delar och tillbehör	24
2-Point PRO fästanordning	24
1.4.2 Verktyg som krävs för montering och inställning	25
1.4.3 Specifikationer för vridmoment	25
1.5 Monteringsanvisningar	26
1.5.1 Installera skruvplatta- och U-blocksanordning	26
1.5.2 Fästa 2 Point-anordning till U-blocket	26
1.5.3 2 Point PRO klämanordningen till ryggskenshållaren	27
1.5.4 Höjdställning för AL/AFT-serien	28
1.5.5 Breddinställning	28
1.5.6 Vinkelinställning	30
1.5.7 Djupinställning	30
1.5.8 Montera ryggestödet på klämanordningen	31
2.0 WC20-godkänd 2-Point PRO fästanordning	
2.1 WC20-godkänd	33
2.1.1 WC20 2-Point PRO fästanordning	33
2.2 WC20 Transportinformation	33
2.2.1 Före transport	33
2.3 WC20-säkerhet	36
2.3.1 Användarsäkerhet	36
2.4 Installera en WC20-enhet	37
2.4.1 Installera en WC20 2 Point Pro fästanordning	37
2.4.2 Sätt dit dekalen på skyddet	37
2.5 Underhåll	38
2.5.1 Rengöring	38
2.5.2 Disinficering	38
2.6 Första användningen	39
2.6.1 Återförsäljarstöd	39
2.6.2 Användartestning	39
2.6.3 Användarvillkor	39
2.7 Garanti	40
2.7.1 I händelse av fel på produkten	40

2-Point PRO fästanordning




		Beskrivning
A	2 Point PRO U-Block med skruvplatta (2)	A1 M6 x 1 låsmutter nylon
		A2 M6 x 18 mm skyddsbricka
		A3 Skruvplatta (2)
B	Höger/vänster sidas klämanordning	B1 M6 x 18 mm skyddsbricka (4)
		B2 M6 delad bricka (4)
		B3 M6 x 1 x 20 mm BHS (4)
C	Ryggskenshållare (2)	C1 M5 x .8 x 25mm SHS ¹ (4)
		C2 M5 x .8 x 25mm SHS ² (4)

1. Används för montering på käppar med 3/4 och 7/8 tums diameter.

2. Används för montering på en käpp med 1 tums diameter.

1.4.2 Verktyg som krävs för montering och inställning



Verktyg*		Beskrivning
1	Skiftnyckel	Skiftnyckel, 10 mm
2	Insexnyckel/t-nyckel	Insexnyckel, 4 mm
3	Momentnyckel	Lb-in

1.4.3 Specifikationer för vridmoment

Artikelnummer	Spec. för vridmoment
BR5001 (A2)	117 in-lbs./13,2 Nm
BR1100 (C2)	45,1 in-lbs./5,1 Nm
BR1101 (B3)	77 in-lbs./8,7 Nm


*Verktyg som inte ingår i satsen.

1.5.1 Installera skruvplatta- och U-blocksanordning

Steg 1: Fastställ önskat läge för skruvplattan som ska placeras längs de förutskurna slitsarna i ryggstödshöljet*.

Steg 2: För in skruvplattan på ryggstödet. Rikta in skruvplattan mot u-blocket.

Steg 3: Dra åt låsmuttrarna (A1, A2) till rätt moment med momentnyckeln. Se momentspecifikationerna i avsnitt 4.3 för korrekt åtdragningsmoment.



OBS!

U-blocket måste monteras på ryggstödet om enheten inte köpts tillsammans med ryggstödet. Stealth monterar enheten om den beställs tillsammans med ryggstödet.


⚠ FÖRSIKTIGHET Montera U-blocket innan du sätter dit skyddet över ryggstödet.

1.5.2 Fästa 2 Point-anordning till U-blocket

Steg 1: Rikta in fästeanordningen och käpphållaren med det monterade och installerade U-blocket.

Steg 1: Sätt i m 6-skruvarna (B3) (x2) i brickorna washers (B1, B2) (x2) och sätt dit låsenheten på U-blocket på vänster och höger sida med hjälp av 4 mm insexnyckeln.

Steg 3: När alla inställningar är klara drar du åt alla M6-muttrar med en momentnyckel. Se avsnitt 4.3 för momentspecifikationer.




1.5.3 2 Point PRO klämanordningen till ryggskenshållaren

Steg 1: Avgör med ögonmättet önskad höjd för ADI-ryggstödet. Markera på båda ryggskenorna var klämanordningarna ska placeras.

Steg 2: Lossa M5-skruvarna (C1) och nyp ihop och håll den bakre delen av klämanordningen på skenan öppen för att skjuta klämanordningen över överdelen av ryggskenan (mottagande skena riktad inåt). Skruvarna behöver inte tas bort helt från enheten för att du ska kunna skjuta klämanordningen över skenan.

Steg 3: Dra åt varje M5-skruv lätt med hjälp av en 4 mm insexnyckel. Rikta in klämanordningen parallellt med sitsen bas.



⚠ FÖRSIKTIGHET

För 1 tums käpp ska de medföljande 25 mm sexkantsskruvarna (C2) användas.

OBS!


Fästanordningen ska installeras på samma höjd på rullstolens båda sidor, parallellt med sitsens ram.

OBS!

Dra åt klämanordningens skruvar, men tillåt rörelse så att fästena för hakarna kan justeras.

Steg 4: För att uppnå korrekt inriktning, flytta fästanordningen lätt inåt eller utåt och/eller uppåt eller nedåt. Gör justeringar tills ryggstödet enkelt kan fästas och tas bort från de övre och nedre mottagande skenorna.

Steg 5: När inställningarna är klara drar du åt samtliga skruvar (C1) med momentnyckeln till angivet vridmoment. Detta säkerställer säker placering och säker användning.




1.5.4 Höjdställning för AL/AFT-serien

Steg 1: Lossa M6-muttrarna (A2) med en 10 mm nyckel på skruvplattan.

Steg 2: Skjut skruvplattan uppåt eller nedåt längs den förutskurna slitsen i höljet för att åstadkomma önskad höjd.

Steg 3: Dra fast M6-muttrarna med en momentnyckel. Se avsnitt 4.3 för momentspecifikationer.



⚠ FÖRSIKTIGHET


Stealth rekommenderar inte att borra hål i CF-ryggstöden för att placera enheten högre upp eller längre ned.

1.5.5 Breddinställning

Steg 1: Lossa den övre och nedre skruven (A2) på fästansordningens båda sidor med hjälp av en 4 mm insexnyckel och en 10 mm skiftnyckel.

Steg 2: Justera fästansordningen inåt eller utåt för att uppnå önskad bredd.

Steg 3: När alla inställningar är klara drar du åt alla skruvar till angivna moment.




OBS!

Minsta och största ökning av enhetens bredd är 1 tum.

OBS!

Ryggstöden i AFT-serien erbjuder en tums extra justering av bredden (sammanlagt 2 tum) på höljet tack vare en slits i höljet.

Minsta och största mått* för justering av bredden:




*Måtten som visas är för ett 16-tums ryggstöd i AL-serien.

1.5.6 Vinkelinställning

Steg 1: Lossa de övre och nedre M6-skruvorna (B3) på varje sida av enheten med en 4 mm insexnyckel.

Steg 2: Justera ryggstödet för att uppnå rätt vinkel för användaren.

Steg 3: När alla inställningar är klara drar du åt alla skruvar till angivna moment.




1.5.7 Djupinställning

Steg 1: Lossa de övre och nedre M6-skruvorna (B3) på varje sida av enheten med en 4 mm insexnyckel.

Steg 2: Dra ryggstödet framåt eller bakåt för att uppnå önskar brukardjup.

Steg 3: När alla inställningar är klara drar du åt alla skruvar till angivna moment.





1.5.8 Montera ryggstödet på klämanordningen

Steg 1: Rikta in monteringsblockhålen med slitsarna i på klämanordningen. Infoga brickorna (B1, B2) och M6 BHS (B3).

Steg 2: Dra åt skruvarna tills ryggstödet är fast och inte löst. Utför vinkeljusteringar vid behov.


Steg 3: Dra åt åt alla skruvar till angivna moment.





2.0 WC20-godkänd 2-Point PRO fästanordning

För alla ryggstöd i aluminium



INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR

Stealth Products: BR1103 med BR6006

Kan användas med

Stealth:s ryggstöd i ADI-serien i aluminium/AFT-serien

2.1.1 WC20 2-Point PRO fästanordning

2 Point PRO fästanordningen kan beställas som en WC20-sats. Denna inkluderar fästanordningen och transportsäkringsstift.

2 Point Pro fästanordningen uppfyller kraven och villkoren i standarden WC20 samt ISO16840-4.

WC20 utarbetar konstruktions- och prestandakrav och testmetoder för kompletta sätesystem som består av ett säte, ryggstöd och monteringsdelar.

FÖRSIKTIGHET

Den WC20-godkända 2 Point Pro fästanordningen och AL/AFT-ryggstöden ska endast användas enligt tillverkarens anvisningar.

OBS!

Om BR6006-beställningen görs efter beställning av ett hölje MÅSTE motsvarande dekal vara permanent fastsatt på skyddet för att enheten ska vara WC20-godkänd.

SÄKERHET

Ryggstöden i ADI:s CF-serie är INTE WC20-godkända.

2.2.1 Före transport

- Rullstolsanvändaren bör sitta i fordonets säte under färd och använda säkerhetsbältet i fordonet.
- Dubbelkontrollera alltid att fästremmarna och rullstolen sitter fast ordentligt innan färd.
- Kontrollera att det inte förekommer några revor eller andra skador eller slitage på fästremmarna. Byt ut vid behov och använd aldrig remmar som har revor.
- Se efter om det finns några skadade krokar eller lösa delar till fästremmarna.
- Kontrollera på sätesystemet om det finns några lösa skruvar för montering av enheten på sätet. Dessa ska sitta fast ordentligt utan att vara för hårt åtdragna.
- 2 Point Pro fästanordningen ska sitta fast ordentligt på ryggstödet och transportstiften ska vara ordentligt införda i enheten.

FARA

Den WC20-godkända 2 Point Pro fästanordningen och AL/AFT-ryggstödet är konstruerat specifikt för användning på rullstolar som sitter riktade framåt i fordon.

FARA

Den WC20-godkända 2 Point Pro fästanordningen och AL/AFT-ryggstöden är konstruerade för att kunna användas tillsammans med rätt använda fordonsförankrade säkerhetsbälten samt med sätesystem som är godkända med avseende på enkel och korrekt placering av det fordonsförankrade säkerhetsbältet på rullstolsanvändaren i fordonet.


FARA

Inga delar får bytas ut och inga ändringar får utföras på sätesystemet eller dess delar eller komponenter utan tillverkarens godkännande.

Säkerhetsbältets placering

- Höftbältets placering ska sitta lågt, tvärs över höften i närheten av övergången mellan höft och lår.
- På trepunktsbälten ska spännet placeras i kontakt med användarens kropp och inte i närheten av någon av rullstolens delar.
- På trepunktsbälten ska axel- och höftbältet korsa varandra i närheten av höften på motsatt sida av den axel över vilken det diagonala bältet går, och inte i närheten av användarens mittlinje.

Rätt placering av säkerhetsbältet på användaren



- Ett bälte som sitter över bröstkorgen ska sitta direkt över och i kontakt med mitten av skuldran.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Säkerhetsbältet ska justeras för att sitta så tätt som möjligt mot kroppen, så länge det är bekvämt för användaren.

SÄKERHET

Säkerhetsbälten ska placeras på rullstolsanvändaren i enlighet med WTORS-tillverkarens anvisningar.

Felaktig placering av säkerhetsbälten på användare




- Säkerhetsbältet ska inte dras utanför rullstolens hjul eller över armstöden, och ska inte hållas bort från kroppen av några av rullstolens komponenter eller delar.

SÄKERHET

Säkerhetsbälten ska inte användas så att kontaktytan mot kroppen minskas.

Både höft- och axelbälten som överensstämmer med RESNA WC-4:2012, avsnitt 18 och/eller 4.6, 5.2, 5.3 i RESNA WC-4:2012, avsnitt 19, ska användas för att begränsa användarens rörelser i händelse av kollision och minska risken för att användaren kastas ur fordonet och/eller skadas sig vid kontakt med fordonets insida.

Höftbältet ska vara vinklat mellan 30° och 75° horisontellt sett från sidan, och helst mellan 45° och 75° horisontellt, så som visas i bilden nedan.



⚠ VARNING

Ryggstöd med justerbar lutningsvinkel ska inte lutas tillbaka mer än 30° under färd i fordon, om så inte krävs p.g.a. medicinska skäl för användaren.

⚠ VARNING

Om ryggstödet måste justeras till en vinkel som överstiger 30° under färd ska skulderbältets övre förankring justeras bakåt för att upprätthålla bältets kontakt med användarens skuldra och bröstorg.

Brickor


Rullstolsmonterade, fasta brickor som inte är speciellt konstruerade för användning under transport i motorfordon ska:

- Ta bort och sättas fast på annan plats i fordonet.
- Sättas fast på rullstolen så att de inte kan lossna vid en kollision.
- Placeras med ett mellanrum på minst 75 mm mellan brickans bakre kant och rullstolsanvändarens mellangärde och/eller bröstorg, så att det inte förhindrar korrekt användning av bilbältet.
- Placera en energiabsorberande dyna mellan brickans bakre kant och rullstolsanvändaren.

2.3.1 Användarsäkerhet

Ett hållningsstödjande höftbälte fäst i rullstolens ram eller sätesramen bör användas under färd. Sådana bälten ska placeras så att de inte hindrar det vanliga säkerhetsbältets funktion, och ska inte användas för att skydda användaren i händels av kollision, såvida inte det hållningsstödjande bältet uppfyller kraven i 4.6, 5.2 och 5.3 i RESNA WC-4:2012, avsnitt 19.

Det ska finnas tillräckligt med utrymme framför och bakom rullstolsanvändaren.



Det fria utrymmet framför rullstolen (FXZ) måste vara större om ett skulderbälte inte används. Vid montering av WC20 2 Point Pro fästansordningen på ditt AL- eller AFT-ryggstöd, se monteringsanvisningarna på sidan 3.

Momentspecifikationerna för fästansordningen listas i avsnittet *Delar och tillbehör* på sidan 2.

⚠ FARA

Den WC20-godkända 2 Point Pro fästansordningen och AL/AFT-ryggstöden är **ENDAST** konstruerade för användning med rullstolsramar som har krocktestats och godkänts enligt frontalkrockskraven i RESNA WC-4:2012, avsnitt 19.

⚠ VARNING

Den WC20-godkända 2 Point Pro fästansordningen och AL/AFT-ryggstöden **MÅSTE** användas på rullstolsramar som har fyra fästpunkter och förankringspunkter för höftbälte som uppfyller kraven i RESNA WC-4:2012, avsnitt 19.


2.4.1 Installera en WC20 2 Point Pro fästordning

Följ anvisningarna som startar på sidan 3 för att installera den WC20-godkända fästordningen.

För att installera WC20-säkerhetsdekalen, följ instruktionerna nedan:


Steg 1: Fäst WC20-säkerhetsdekalaen på fliken.

Steg 2: Rikta in flik, brickor och skruv med hårdvaran och fäst.



2.4.2 Sätt dit dekalen på skyddet

WC20-dekalen måste sättas fast på skyddet till ADI-ryggstödet om WC20-stift beställs separat för ryggstödet och enheten. Dekalen måste sys fast på skyddet för att uppfylla WC20-kraven.



Varning!

Följande villkor måste uppfyllas för korrekt transport!

Om villkoren inte uppfylls kan det resultera i allvarlig kroppsskada eller dödsfall!

Minst: _____

Max.: _____

Stealth Products, LLC

Datum: _____

Modell: _____

Serienummer: _____

Detta sätesystem har genomgått och godkänts efter krocktestning med användning av en medlemstör, manlig provdocka i enlighet med **RESNA WC- 4:2012/ISO16840** med användning av de metoder som beskrivs i bilaga A i WC-4:2012, avsn. 20, och uppfyller kraven när systemet är anslutet till en rullstol utrustad med spännband så som specificeras i WC-4:2012, avsn. 20.

TA INTE BORT DEKALEN!

2.5.1 Rengöring

- Använd en mjuk trasa för att rengöra ryggstödsskalet.
- Handtvätta skumdynans överdrag med mild tvål eller milt tvättmedel och låt torka.
- Skumdynan ska inte bli blöt.

⚠ VARNING Får inte tvättas i temperaturer över 70 °C.

⚠ VARNING Får inte tvättas eller torkas i maskin.

2.5.2 Desinficering

- Torka lätt med en trasa fuktad med ett desinfektionsmedel lämpat för hushållsanvändning.
- Låt skumdynan lufttorka.

⚠ VARNING Skumdynan får INTE nedsänkas i vatten.

SÄKERHET

Kontrollera alltid samtliga fästansordningar och säkerställ att de är ordentligt åtdragna innan ryggstödet används.

⚠ VARNING Maximal brukarvikt: 113 kg.

OBS!

Ändringar och/eller felaktig installation av ADI ryggstöd ogiltiggör garantin.

2.6.1 Återförsäljarstöd

Första gången kunden använder rullstolen rekommenderas att återförsäljaren eller serviceteknikern assisterar och förklarar inställningarna för kunden (brukaren och/eller vårdpersonal). Vid behov kan återförsäljaren utföra slutliga inställningar.

⚠ FÖRSIKTIGHET Fäst inte ryggstödet medan brukaren sitter i rullstolen.

SÄKERHET

Ett ADI-ryggstöd inte sätts fast medan användaren sitter i rullstolen och får inte användas under transport om du inte använder 2 Point PRO fästordning med WC20-godkända stift.

2.6.2 Användartestning

Det är viktigt att kunden är helt insatt i installationen, hur den används och vad som kan anpassas för att uppnå så mycket rörlighet som möjligt. Som återförsäljare, fortskrid enligt följande:

- Förklara och visa kunden hur du har monterat enheten och förklara hur den fungerar.
- Justera enheten till rätt läge efter behov.
- Informera kunden om potentiella problem som kan uppstå och hur de kan åtgärdas.

2.6.3 Användarvillkor

ADI ryggstöd är avsett att användas på det sätt återförsäljaren installerar produkten, i enlighet med installationsinstruktionerna i denna användarhandbok.

- Återförsäljaren eller serviceteknikern redogör förutsedda villkor för användaren och/eller vårdpersonalen vid första användningstillfället.
- Om användningsförhållandena ändras betydligt, vänligen kontakta din återförsäljare eller kvalificerad servicetekniker för att undvika onödigt slitage eller oavsiktlig skada.

Våra produkter konstrueras och tillverkas enligt högsta möjliga standarder. Om någon defekt i material eller utförande skulle upptäckas kommer Stealth Products reparera eller byta ut produkten, efter företagets gottfinnande. All eventuell implicit garanti, inklusive implicita garantier avseende säljbarhet och lämplighet för visst syfte, gäller endast fram till utgångsdatumet för garantin. Stealth Products, LLC lämnar ingen garanti till följd av, men inte begränsat till:

- Missbruk, vanvård eller felaktig användning av produkter.
- Förändringar av produkten som görs utan skriftligt tillstånd från Stealth Products, LLC.
- Garantin upphör att gälla om obehöriga ändringar utförs eller, om tillämpligt, serienummer saknas.
- Stealth Products, LLC är endast ansvarigt för byte av reservdelar.
- Stealth Products, LLC kan inte hållas ansvarigt för eventuella arbetskostnader.

Ingen person innehar behörighet att ändra, utvidga eller frångå garantierna från Stealth Products, LLC.

Stealth Products berättigar sig mot produktfel orsakade av felaktiga material eller bristfälligt utförda arbeten:

Omfattar: 180 dagar

Maskinvara: 5 år

Elektronik: 3 år

2.7.1 I händelse av fel på produkten

Följ anvisningarna nedan i händelse av fel på produkten som omfattas av garantin:


1. Ring Stealth på +1 (512) 715-9995 eller kostnadsfritt på +1-800-965-9229.
2. Fråga efter returavdelningen eller beställ ett returformulär från returavdelningen och följ anvisningarna från avdelningen eller på dokumentationen.

ADI®


A Stealth Product



Asennusohjeet



1.0 2 Point PRO -asennuslaite alumiini- ja hiilikuitusarjan selkänojiin



Asennusohjeet

Stealth-tuotteelle: BR1103

Yhteensopiva

Stealthin ADI- alumiini- ja hiilikuitusarjan selkänojiin kanssa

1.1 Asiakastyytyväisyys

Stealth Products pyrkii takaamaan asiakkaidensa 100 %:n tyytyväisyyden. Meille on tärkeää, että olet täysin tyytyväinen tuotteisiimme. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja muutosehdotuksia, jotka auttavat parantamaan tuotteidemme laatua ja käytettävyyttä. Yhteystietomme:



Stealth Products, LLC.
104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611
Puhelin: +1 512 715 9995 Maksuton: +1 800 965 9229
Faksi: +1 512 715 9954 Maksuton: +1 800 806 1225
• info@stealthproducts.com www.stealthproducts.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Saksa



1.2 Varoitustarrat

1.2.1 Varoitustarrat

Tuotteeseen on kiinnitetty varoituksia, jotka auttavat takaamaan käyttäjän, asiakkaan, toiminnanharjoittajan ja omaisuuden turvallisuuden. Lue ja sisäistä huomiosanojen TURVALLISUUS, **HUOMAUTUS**, **HUOMIO**, **VAROITUS** ja **VAARA** merkitykset sekä niiden mahdolliset vaikutukset käyttäjään, muihin henkilöihin ja omaisuuteen.



Ilmaisee **välitöntä** vaaratilannetta, joka (jos sitä ei vältetä) johtaa **vakavaan loukkaantumiseen, kuolemaan, ja omaisuusvahinkoon.**



Ilmaisee **mahdollista** vaaratilannetta, joka (jos sitä ei vältetä) johtaa **vakavaan loukkaantumiseen, kuolemaan, ja omaisuusvahinkoon.**



Ilmaisee **mahdollista** vaaratilannetta, joka (jos sitä ei vältetä) johtaa **lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen ja omaisuusvahinkoon.**



Ilmaisee tärkeitä tietoja, joiden huomioimatta jättäminen ei johda loukkaantumiseen, mutta mahdollisesti **omaisuusvahinkoon.**



Ilmaisee toimenpiteitä tai ohjeita koskien turvallisia toimintatapoja sekä muistuttaa turvallisista menetelmistä tai tärkeistä turvallisuuslaitteista, joiden käyttäminen saattaa olla tarpeen.

1.2.2 Rajoitettu vastuu

Stealth Products, LLC ei vastaa loukkaantumisista tai omaisuusvahingoista, jotka ovat mahdollisia, jos käyttäjä tai muut henkilöt eivät noudata tämän oppaan suosituksia, varoituksia ja ohjeita.


1.2.3 Testaus

Kun tuote otetaan ensimmäisen kerran käyttöön, sen säädöt ja testiajo on tehtävä laajalla ja esteettömällä alueella, kunnes käyttäjä pystyy käyttämään tuotetta täysin turvallisesti.

Tuotetta on testattava aina ilman siinä istuvaa henkilöä, kunnes kokoonpanoon tai säätöihin ei enää tehdä muutoksia.

1.0 2 Point PRO -asennuslaite	
1.1 Asiakastyytyväisyys	42
1.2 Varoitustarrat	42
1.2.1 Varoitustarrat	42
1.2.2 Rajoitettu vastuu	42
1.2.3 Testaus	42
1.3 Sisällysluettelo	43
1.4 Osat ja lisävarusteet	44
1.4.1 2 Point PRO -asennuslaite	44
1.4.2 Tarvittavat asennus- ja säätövälineet	45
1.4.3 Vääntömomentti	45
1.5 Asennusohjeet	46
1.5.1 Tukilevyn ja U-lohkon asennus	46
1.5.2 2 Point -kokoonpanon kiinnitys U-lohkoon	46
1.5.3 2 Point PRO -kiinnittimet selkänöjan pystytukiin	47
1.5.4 AL/AFT-sarjan korkeuden säätö	48
1.5.5 Leveyden säätö	48
1.5.6 Kulman säätö	50
1.5.7 Syvyyden säätö	50
1.5.8 Selkänöjan asennus kiinnikkeisiin	51
2.0 WC20-hyväksytty 2 Point PRO -asennuslaite	
2.1 WC20-hyväksyntä	53
2.1.2 WC20 2-Point PRO -asennuslaite	53
2.2. WC20 kuljetustiedot	53
2.2.1 Ennen kuljetusta	53
2.3 WC20 turvallisuus	56
2.3.1 Käyttäjän turvallisuus	56
2.4 WC20-laitteen asennus	57
2.4.1 WC20 2 Point PRO -laitteen asennus	57
2.4.2 Tunnisteen asentaminen kansiin	57
2.5 Kunnossapito	58
2.5.1 Puhdistus	58
2.5.2 Desinfiointi	58
2.6 Käyttöönotto	59
2.6.1 Jälleenmyyjätuki	59
2.6.2 Käyttöttestaus	59
2.6.3 Käyttöehdot	59
2.7 Takuu	60
2.7.1 Jos tuotteessa ilmenee vika	60


1.4.1 2 Point PRO -asennuslaite



		Kuvaus
A	2 Point PRO U-lohko ja tukilevy (2)	A1 M6 x 1 nailon lukitusmutteri (2)
		A2 M6 x 18 mm fender-aluslevy (4)
		A3 Tukilevy (2)
B	Sivukiinnittimen vasen/oikea kokoonpano	B1 M6 x 18 mm fender-aluslevy (4)
		B2 M6 halkiolukkolaatta (4)
		B3 M6 x 1 x 20 mm BHS (4)
C	Takatuon kiinnitin (2)	C1 M5 x .8 x 25 mm SHS1 (4)
		C2 M5 x .8 x 25 mm SHS2 (4)

- Käytetään asennettavaksi 3/4" ja 7/8" tankoihin.
- Käytetään asennettavaksi 1" tankoon.

1.4.2 Tarvittavat asennus- ja säätövälineet



	Työkalut*	Kuvaus
1	Jakoavain	10 mm jakoavain
2	Kuusiokoloavain/T-kahva	4 mm kuusiokoloavain
3	Momenttiavain	Lb-in

1.4.3 Vääntömomentti

Osanumero	Vääntömomentti
BR5001 (A2)	117 in-lbs/13,2 N-m
BR1100 (C2)	45,1 in-lbs./5,1 N-m
BR1101 (B3)	77 in-lbs./8,7 N-m


* Työkalut eivät sisälly laitteistopakettiin.

1.5.1 Tukilevyn ja U-lohkon asennus

Vaihe 1: Määritä haluttu paikka, jossa tukilevy asetetaan valmiiksi leikattuihin takauriin takaosassa*.

Vaihe 2: Työnnä tukilevy selkänöjaan. Kohdistat tukilevy U-lohkkoon.

Vaihe 3: Kiristä lukkomutterit (A1, A2) kiristysmomentilla. Katso kohdasta 4.3 *Momenttimääritykset* oikean vääntömomentin tekniset tiedot laitteen kiristämiseksi.



HUOMAUTUS

U-lohkon asentaminen selkänöjaan on tarpeen, jos laite hankitaan erikseen selkänöjasta. Stealth asentaa laitteen, jos se tilataan samanaikaisesti selkänöjan kanssa.

⚠ HUOMIO


Asenna U-lohko ennen suojuksen asettamista selkänöjaan.

1.5.2 2 Point -kokoontamisen kiinnitys U-lohkkoon

Vaihe 1: Kohdistat 2 Point -kiinnitystuki ja tankopuristin koottuun ja asennettuun U-lohkkoon.

Vaihe 2: Työnnä m6-ruuvi (B3) (x2) aluslevyihin (B1, B2) ja kiinnitä kokoonpano vasempaan ja oikeaan U-lohkkoon käyttäen 4 mm:n kuusiokoloavainta.

Vaihe 3: Kun kaikki säädöt on tehty, kiristä kaikki M6-mutterit vääntömomentilla. Katso momenttimääritykset kohdasta 4.3.




1.5.3 2 Point PRO -kiinnittimet selkänöjan pystytukiin

Vaihe 1: Määritä visuaalisesti ADI-selkänöjan haluttu korkeus. Merkitse kiinnikkeiden kiinnityspaikat selkänöjan tankoihin.

Vaihe 2: Avaa M5-ruuvit (C1) ja kiristä kahdella sormella kiinnittimen takaosaa ja pidä se kiinni, jotta luistinliitin voidaan työntää selkäosan yläpuolelle (vastaanotava puoli sisäänpäin). Ruuveja ei tarvitse irrottaa kokonaan laitteistosta, jotta liukusäädin liikuu postin päälle.

Vaihe 3: Kiristä tiukasti jokainen M5-ruuvi 4 mm:n kuusiokoloavaimella. Kohdista kiinnityslaite samansuuntaisesti pyörätuolin istuimen alustan kanssa.



⚠ HUOMIO

Käytä 1 tuuman tankoon toimitukseen sisältyviä 25 mm:n ruuveja (C2).

HUOMAUTUS


Asennuslaite on asennettava samalle korkeudelle oikealla ja vasemmalla puolella ja samansuuntaisesti istuimen rungon kanssa.

HUOMAUTUS

Kiristä lukitusruuveja sen verran, että vastaanottavia pystytukia voidaan kuitenkin vielä säätää.

Vaihe 4: Varmista virheetön kohdistus siirtämällä hieman asennuslaitetta sisään- tai ulospäin ja/tai ylös- ja alaspäin. Säädä asennusta niin, että selkänöja on helppo asettaa paikalleen vastaanottavien pystytukien ala- ja yläosiin sekä irrottaa niistä.

Vaihe 5: Kun lopullinen säätö on valmis, kiristä kaikki ruuvit (C1) momenttiavaimella määritysten mukaisesti. Tämä takaa varman kiinnityksen ja turvallisen käytön.




1.5.4 AL/AFT-sarjan korkeuden säätö

Vaihe 1: Kiinnitä M6-mutterit (A2) 10 mm:n avaimella mutterilevyyn.

Vaihe 2: Liu'uta kiinnityslevyä ylös tai alas pitkin kurossa olevaa valmista uraa halutun korkeuden saavuttamiseksi.

Vaihe 3: Kiristä ja kiinnitä M6-mutterit vääntömomentilla. Katso momenttimääritykset *kohdasta 4.3*.



⚠ HUOMIO


Stealth ei suosittele reikien poraamista CF-selkänöjiin, jotta laite voidaan asettaa toiseen korkeuteen.

1.5.5 Leveyden säätö

Vaihe 1: Avaa laitteen molemmilla puolilla olevia ylä- ja alaruuveja (A2) 10 mm:n ruuviavaimella ja 4 mm:n kuusiokoloavaimella.

Vaihe 2: Säädä laitetta sisään- tai ulospäin tarvittavaan asennuslaitteen leveyteen.

Vaihe 3: Kiristä kaikki ruuvit hienosäätöjen jälkeen oikeaan vääntömomenttiin.




HUOMAUTUS

Laitteen leveyden vähimmäis- ja enimmäiskasvu on 1 tuuma.

HUOMAUTUS

AFT-sarjan selkänöjat tarjoavat ylimääräisen tuuman leveyden säätöä (yhteensä 2 tuumaa) kurossa siinä olevien valmiiden urien vuoksi.

Vähimmäis- ja enimmäismitat * leveyden säätöön:




* Mitat ovat 16 "AL-sarjan selkänojiille.

1.5.6 Kulman säätö

Vaihe 1: Löysää ylä- ja alapuolelle olevia ruuveja (B3) laitteen molemmilla puolilla 4 mm:n kuusiokoloavaimella.

Vaihe 2: Säädä selkänojatuki käyttäjälle miellyttävään kulmaan.

Vaihe 3: Kiristä kaikki ruuvit hienosäätöjen jälkeen oikeaan vääntömomenttiin.




1.5.7 Syvyyden säätö

Vaihe 1: Löysää ylä- ja alapuolelle olevia ruuveja (B3) laitteen molemmilla puolilla 4 mm:n kuusiokoloavaimella.

Vaihe 2: Siirrä selkänojatukea eteen- tai taaksepäin käyttäjälle miellyttävään asentoon.

Vaihe 3: Kiristä kaikki ruuvit hienosäätöjen jälkeen oikeaan vääntömomenttiin.





1.5.8 Selkänojan asennus kiinnikkeisiin

Vaihe 1: Kohdista kiinnitysreikien reiät kiinnitysraudan aukkojen kanssa. Aseta aluslevyt (B1, B2) ja M6 BHS (B3).


Vaihe 2: Kiristä ruuvit, kunnes selkänoja on tukevasti kiinnitetty. Tee tarvittaessa kulman säätöjä.

Vaihe 3: Kiristä kaikki ruuvit oikeaan vääntömomenttiin.





2.0 WC20-hyväksytty 2 Point PRO -asennuslaite kaikkiin alumiiniselkänojiin



ASENNUSOHJEET

Stealth-tuotteille: BR1103 ja BR6006

Yhteensopivia

Stealthin ADI alumiinisten ja AFT-sarjan selkänojiin kanssa

2.12 WC20 2-Point PRO -asennuslaite

2 Point PRO laite voidaan tilata WC20-toimituksena. Se sisältää laitteiston ja kuljetuspultit.

2 Point PRO asennuslaite täyttää WC20- ja ISO16840-4 -vaatimukset ja määräykset.

WC20 määrittää istuimesta, selkätuesta ja kiinnityslaitteista koostuvien istuinjärjestelmien suunnittelua ja suorituskykyä koskevat vaatimukset sekä testausmenetelmät.

HUOMIO

WC20-hyväksytyt 2 Point PRO -asennuslaitteita ja AL/AFT-selkänöjiä saa käyttää vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS

Jos BR6006-tilaus tehdään sen jälkeen, kun kuori on tilattu, vastaava tunniste TÄYTYY kiinnittää pysyvästi kansiin, jotta laitteisto olisi WC20-yhteensopiva.

TURVALLISUUS

ADI:n CF-sarjan selkänöjillä EI ole WC20-hyväksyntää.

2.2. WC20 kuljetustiedot

2.2.1 Ennen kuljetusta

- Pyörätuolia käyttävien asiakkaiden tulee siirtyä ajoneuvon istuimelle ja käyttää ajoneuvon asennettuja matkustajan turvavöitä.
- Tarkista aina kiinnityshihnat ja laitteet ennen kuljetusta.
- Tarkista hihnat ja kiinnikkeet repeytymien tai kuluneiden hihnojen varalta. Vaihda tarvittaessa ja älä koskaan käytä revenneitä hihnoja.
- Tarkista, onko vaurioituneita koukkuja tai löysiä kiinnityslaitteita.
- Tarkista istuisjärjestelmästä, että laitteen istuimeen kiinnittävät ruuvit ole löystyneet. Niiden on oltava tiukkoja mutta ei liian tiukennettuja.
- 2 Point PRO asennuslaite on kiinnitettävä tukevasti selkänöjaan ja kuljetuspultit on asetettava laitteeseen oikein.

VAARA

WC20-hyväksytyt 2 Point PRO asennuslaite ja AL/AFT-selkänöja on suunniteltu erityisesti käytettäväksi pyörätuoleissa, jotka suunnataan eteenpäin ajoneuvoissa.

VAARA

WC20-hyväksytyt 2 Point PRO asennuslaite ja AL/AFT-selkänöja on suunniteltu täyttämään ajoneuvoihin kiinnitettyjen turvavöiden ja istuinjärjestelmien luokitukset asianmukaiseen käyttöön siten, että ajoneuvon kiinnitettyjä turvavyöt voidaan sijoittaa asianmukaisesti pyörätuolin käyttäjälle ja missä määrin kuin turvavöiden asianmukainen sijoittaminen voidaan saavuttaa.


VAARA

Muutoksia tai korjauksia istuinjärjestelmään tai sen komponentteihin ja osiin ei saa tehdä ilman valmistajan suostumusta.

Turvavyön sijoitus

- Lantioturvavyötä on käytettävä matalalla kulkien lantiota edestä lähellä lantion ja reisien yhtymäkohtaa.
- Kolmipistevyöt tulee olla kosketuksissa matkustajan kehon kanssa ja olla koskettamatta pyörätuolin osia.
- Kolmipistevyön olkahihnan ja lantionhihnan risteys tulee sijaita lähellä lantiota vastapäätä olkapäätä, jonka yli diagonaalihihna vedetään poikittain eikä matkustajan kehon keskellä.

Turvavyön asianmukainen sijoittaminen matkustajalle



- Kehon yläosan turvavöiden tulee sijoittua suoraan olkapään päälle ja kosketuksiin sen keskipisteen kanssa.

⚠ HUOMIO

Turvavöitä on säädettävä siten, että ne sopivat niin tiukasti kuin mahdollista käyttömukavuutta ajatellen.

TURVALLISUUS

Turvavyöt on sijoitettava pyörätuolin käyttäjälle WTORS-valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Turvavyön asettaminen väärin matkustajalle




- Turvavöitä eivät saa johtaa pyörätuolin pyörien ulkopuolelle tai pyörätuolin käsikien päälle, eikä niitä saa pitää erillään pyörätuolin komponenteista tai osista.

TURVALLISUUS

Turvavöitä ei saa käyttää kiertyneinä tavalla, joka vähentää turvavyön kosketuspintaa matkustajan kanssa.

RESNA WC-4:2012 osan 18 ja/tai RESNA WC-4:2012 kohdan 19 osien 4.6, 5.2 ja 5.3 kohtien mukaisesti lantio- ja olkaturvavöitä on käytettävä matkustajien liikkumisen rajoittamiseksi törmäystilanteessa ja vähentää ajoneuvon matkustajan todennäköisyyttä lentää ulos ajoneuvosta ja/tai matkustajan loukkaantumista iskeytymisestä ajoneuvon sisätilojen kanssa.

Lantiovyö on suunnattava $30^\circ - 75^\circ$ vaakatasossa sivulta katsottuna ja ihanteellisesti $45^\circ - 75^\circ$ vaakatasossa, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty.



⚠ VAROITUS

Selkänöjia, joissa on säädettävä kallistuskulma, ei saa kallistaa yli 30 astetta pystysuoraan ajoneuvossa matkustamisen aikana, ellei se ole tarpeen käyttäjän lääketieteellisten vaatimusten tai asentotarpeiden vuoksi.

⚠ VAROITUS

Jos selkänöjia on säädettävä kulmaan, joka on yli 30 astetta pystysuoraan matkan aikana, ylempää olkahihnan ankkurointipistettä on säädettävä taaksepäin, jotta turvavyö on kosketuksissa pyörätuolin käyttäjän olkapäähän ja rintaan.

Alustat


Pyörätuoliin kiinnitetyt jäykät alustat, joita ei ole erityisesti suunniteltu käytettäväksi moottoriajoneuvoissa kuljetuksen aikana, on

- Irrotettava ja kiinnitettävä erikseen ajoneuvossa.
- Kiinnitettävä pyörätuoliin, jotta ne eivät pääse irti törmäystilanteessa.
- Sijoitettava vähintään 75 mm:n (3 tuuman) rako alustan takareunan ja pyörätuolin käyttäjän vatsan ja/tai rinnan väliin siten, että se ei häiritse asianmukaista turvavyön käyttöä.
- Oltava energiaa imeviä pehmusteita asetettuna alustan takareunan ja pyörätuolin käyttäjän väliin.

2.3.1 Käyttäjän turvallisuus

Pyörätuolin pohjaan tai istuinkorkeuteen kiinnitetyn asentoon asennetun lantiovyön käyttöä kannustetaan matkan aikana, mutta nämä vyöt on sijoitettava siten, että ne eivät häiritse turvavöiden asianmukaista sijoittamista, eikä niihin pidä luottaa suojaamaan törmäystilanteissa, ellei asentovyö ole suunniteltu täyttämään ja toteuttamaan RESNA WC-42012 -direktiivin osien 4.6, 5.2 ja 5.3 vaatimuksia.

Pyörätuolin käyttäjän ympärillä on oltava riittävästi eteen- ja taaksepäin jäävää tilaa.



Laitteiston vääntömomentin määritykset on lueteltu *Osissa ja lisävarusteissa* sivulla 2.

Edessä olevan tyhjän tilan on oltava suurempi, kun olkavyötä ei käytetä.

Kun asennat WC20 2 Point PRO -laitteiston AL- tai AFT-selkänöjaan, katso ohjeet sivulta 3 alkaen.

⚠ VAARA

WC20-hyväksytty 2 Point PRO asennuslaite ja AL/AFT-selkänöjat on suunniteltu käytettäväksi VAIN pyörätuolirunkojen kanssa, jotka ovat läpäisseet RESNA WC-4:2012 osan19 mukaiset etutörmäystestit.

⚠ VAROITUS

WC20-hyväksyttyjä 2 Point PRO laitteita ja AL/AFT-selkänöjia TÄYTYY käyttää pyörätuolirunkojen kanssa, joissa on neljä kiinnityspistettä ja lantiovyöpisteet, jotka täyttävät RESNA WC-4:2012 osan 19 vaatimukset.


2.4.1 WC20 2 Point PRO -laitteen asennus

Asenna WC20:n hyväksymät laitteet noudattamalla sivulla 3 olevia asennusohjeita.

Asenna WC20-turvattunniste laitteeseen noudattamalla alla olevia ohjeita:


Vaihe 1: Kiinnitä WC20-turvattunniste kielekkeeseen.

Vaihe 2: Kohdista kieleke, aluslaatat ja ruuvi laitteiston kanssa ja kiinnitä se.



2.4.2 Tunnisteen asentaminen kansiin

WC20-tunniste on kiinnitettävä ADI-selkänöjan suojukseen, jos WC20-pultit tilataan erikseen selkänöjasta ja laitteesta. Tunniste täytyy ommella suojukseen, jotta se olisi WC20-määritysten mukainen.



Varoitus!

Sinun on noudatettava seuraavia ohjeita asianmukaiseen kuljetukseen!

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa käyttäjän vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan!

Vähintään: _____

Korkeintaan: _____

Stealth Products, LLC.

Pvm. _____

Malli: _____

Sarjanumero: _____

Tämä istuinjärjestelmä on läpäissyt onnettomuustutkinnan keskikokoisella urospuolisella testausnukella **RESNA WC-4:2012 / ISO16840**:n mukaisesti käyttäen WC-4:2012 -laitteen liitteen A kohdassa 20 kuvattuja menetelmiä, ja se on täyttänyt vaatimukset kiinnitettynä pyörätuoliin, jotka on varustettu WC-4:2012 kohdassa 20.

MERKKIÄ EI SAA POISTAA!

2.5.1 Puhdistus

- Puhdista selkänöjä pehmeällä liinalla.
- Puhdista vaahtomuovipehmusteen suojus käsin haalealla saippuavedellä tai puhdistusaineella ja anna kuivua.
- Vaahtomuovipehmuste EI saa kastua.

VAROITUS Ei käsinpesua yli 70 °C:n (160 °F) lämpötilassa.

VAROITUS Ei pesua tai rumpukuivausta.

2.5.2 Desinfiointi

- Pyyhi varovasti tavallisella kotitalouskäyttöön tarkoitetulla desinfiointiaineella kostutetulla liinalla.
- Anna vaahtomuovipehmusteen kuivua perusteellisesti.

VAROITUS ÄLÄ upota vaahtomuovipehmustetta veteen.

TURVALLISUUS

Tarkista aina kaikki asennuslaitteet ja varmista, että kaikki kiinnikkeet on kiristetty kunnolla, ennen kuin käytät selkänöjää.

VAROITUS Käyttäjän sallittu enimmäispaino: 113,40 kg (250 paunaa).

HUOMAUTUS

ADI-selkänöjan muuttaminen ja/tai virheellinen asennus johtaa takuun raukeamiseen.

2.6.1 Jälleenmyyjätuki

Suosittellemme, että jälleenmyyjä tai huoltoteknikko selittää tuotteen asetukset asiakkaalle (käyttäjälle ja/tai avustajalle) ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jälleenmyyjä voi tarvittaessa myös tehdä hienosäätöjä.

**HUOMIO**

Älä kiinnitä selkänopaa käyttäjän istuessa pyörätuolissa.

TURVALLISUUS

Ellet käytä 2 Point PRO laitetta ja WC20-hyväksytyjä pultteja, älä kiinnitä ADI-selkänopaa käyttäjän istuessa tuolissa tai käytä niitä kuljetuksen aikana.

2.6.2 Käyttöttestaus

Asiakkaan on tärkeää täysin ymmärtää kokoonpano ja sen käyttö sekä mahdolliset säädöt, jotta tuote tarjoaa mahdollisimman hyvän liikkuvuuden. Toimi jälleenmyyjänä seuraavalla tavalla:

- Kerro ja esittely asiakkaalle tekemäsi asennustoimenpiteet ja selitä hänelle laitteen toiminta.
- Säädä laite tarvittaessa oikeaan asentoon.
- Kerro asiakkaalle mahdollisista ongelmista ja niiden ratkaisuksista.

2.6.3 Käyttöehdot

ADI-laite on tarkoitettu käyttöön jälleenmyyjän asentamana tämän käyttöoppaan asennusohjeiden mukaisesti.

- Jälleenmyyjä tai huoltoteknikko kertoo käyttäjälle ja/tai hänen avustajalleen hyväksyttävistä käyttöolosuhteista ensimmäisen käyttökerran yhteydessä.
- Jos käyttöolosuhteet muuttuvat merkittävästi, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai pätevään huoltoteknikkoon, jotta vältetään tuotteen liiallinen kuluminen tai tahaton vaurioituminen.

Tuotteemme on suunniteltu ja valmistettu korkeimpien standardien mukaan. Jos materiaali- tai valmistusvirhe ilmenee, Stealth Products korjaa tai korvaa tuotteen harkintansa mukaan. Kaikki epäsuorat takuut, mukaan lukien oletetut takuut kuvauksen mukaisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, eivät ylitä tämän takuun kestoa. Stealth Products, LLC ei vastaa vaurioista, jotka johtuvat seuraavista syistä, niihin kuitenkaan rajoittumatta:

- Tuotteen väärinkäyttö, huono ylläpito tai sen virheellinen käyttösovellus.
- Tuotteeseen tehdyt muutokset ilman Stealth Products, LLC -yrityksen kirjallista lupaa.
- Sarjanumeroon tehty muutos tai sarjanumeron puuttuminen johtaa automaattisesti tämän takuun raukeamiseen.
- Stealth Products, LLC vastaa ainoastaan varaosista.
- Stealth Products, LLC ei vastaa aiheutuneista työkustannuksista.

Kenelläkään ei ole valtuuksia muuttaa, laajentaa tai peruuttaa Stealth Products, LLC -yrityksen myöntämää takuuta.

Stealth Products -yrityksen myöntämä takuu työ- ja materiaali- virheille:

Suojukset: 180 päivää

Laite: 5 vuotta

Elektroniikka: 3 vuotta

2.7.1 Jos tuotteessa ilmenee vika

Jos takuu kattaa tuotevirheen, noudata seuraavia ohjeita:


1. Soita Stealth-yhtiöön +1 512 715 9995 tai maksuttomaan numeroon +1 800 965 9229.
2. Pyydä palautusosastoa ja vaadi heiltä palautusvaltuutus, ja seuraa osaston antamia tai asiakirjassa olevia ohjeita.

ADI®

A Stealth Product




Monteringsanvisning



1.0 2-Punkts PRO Monteringsjernvare

For Ryggstøtter i Aluminium og Karbonstål



MONTERINGSINSTRUKSER FOR

Stealth Products: BR1103

Kompatibel med

Stealths: ADI-rygger i aluminium/karbonfiber

1.1 Kundetilfredshet

Stealth produkter strekker seg etter 100 % kundetilfredshet. Din fullstendige tilfredshet er viktig. Vennligst ta kontakt med oss for tilbakemeldinger eller forslag til endringer som kan hjelpe oss i å forbedre disse produktenes kvalitet og brukervennlighet. Du kan nå oss:



Stealth Products, LLC

104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611

Telefon: (512) 715-9995

Gratisnummer (USA): 1(800) 965-9229

Faks: (512) 715-9954

Gratisnummer (USA): 1(800) 806-1225

info@stealthproducts.com

www.stealthproducts.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover, Tyskland



1.2 Faremerker

1.2.1 Faremerker

Advarsler er inkludert for brukerens, kundens, operatøren og eiendelenes sikkerhet. Det er viktig at du leser og forstår hva signalordene **SIKKERHET**, **MERK**, **FORSIKTIG**, **ADVARSEL** og **FARE** betyr, hvordan de kan påvirke deg som bruker, og andre samt eiendom som befinner seg i omgivelsene.



FARE

Angir en **overhengende** fare som (hvis den ikke unngås) vil kunne medføre **alvorlig skade, død** og/eller **skade på eiendom**.



ADVARSEL

Angir en **potensiell** fare som (hvis den ikke unngås) vil kunne medføre **alvorlig skade, død** og/eller **skade på eiendom**.



FORSIKTIG

Angir en **potensiell** fare som (hvis den ikke unngås) vil kunne medføre **mindre til moderat skade** og/eller **skade på eiendom**.

MERK

Angir viktig informasjon som ikke representerer noen fare for personskade, men mulig **skade på eiendom**.

SIKKERHET

Indikerer trinn eller instruksjoner for sikker praksis, påminnelser for sikkerhetsprosedyrer, eller viktig sikkerhetsutstyr som kan være nødvendig.

1.2.2 Ansvarsbegrensning

Stealth Products, LLC godtar inget ansvar for personlig skade eller skade ved eiendom som måtte oppstå grunnet bruker eller andre personers manglende evne til å følge anbefalinger, advarsler og instruksjoner i denne håndboken.


1.2.3 Utprøving

Førstegangs montering og kjøring bør gjøres i et åpent område fritt for hindringer inntil brukeren er 100 % i stand til å kjøre på en sikker måte.

Produktet må alltid prøves ut uten at en person sitter i rullestolen frem til enhver endring av den fysiske installasjonen eller justeringen er fullført.

1.0 2-Punkts PRO Monteringsjernvare	
1.1 Kundetilfredshet	62
1.2 Faremerker	62
1.2.1 Faremerker	62
1.2.2 Ansvarsbegrensning	62
1.2.3 Utprøving	62
1.3 Innhold	63
1.4 Deler og tilbehør	64
1.4.1 2-Punkts PRO Monteringsjernvare	64
1.4.2 Verktøy som kreves ved montering og justering	65
1.4.3 Spesifikasjoner tiltrekkingmoment	65
1.5 Monteringsinstrukser	66
1.5.1 Montere skrueplate og U-blokk-montering	66
1.5.2 Feste 2-punktsmontering til u-blokk	66
1.5.3 2-punkts PRO klemmekomponent til ryggstolpe	67
1.5.4 Høydejustering AL-/AFT-serien	68
1.5.5 Breddejustering	68
1.5.6 Vinkeljustering	70
1.5.7 Dybdejustering	70
1.5.8 Ryggmontering på klemmer	71
2.0 WC20 Godkjent 2-Punkts PRO Monteringsjernvare	
2.1 WC20-godkjent	73
2.1.1 WC20 2-Punkts Pro Monteringsjernvare	73
2.2 Informasjon om kjøring iht. WC20	73
2.2.1 Før kjøring	73
2.3 Sikkerhet iht. WC20	76
2.3.1 Brukersikkerhet	76
2.4 Montering av jernvaren iht. WC20	77
2.4.1 Monterings av 2-Punkts PRO-jernvaren iht. WC20	77
2.4.2 Feste etiketten på trekket	77
2.5 Vedlikehold	78
2.5.1 Rengjøring	78
2.5.2 Desinfisering	78
2.6 Førstegangs bruk	79
2.6.1 Forhandlerassistanse	79
2.6.2 Brukerutprøving	79
2.6.3 Bruksforhold	79
2.7 Garanti	80
2.7.1 I tilfelle produktsvikt	80

1.4.1 2-Punkts PRO Monteringsjernvare




		Beskrivelse
A	2-Punkts PRO u-blokk m/skrueplate (2)	A1 M6 x 1 Nylocmutter
		A2 M6 x 18mm båtskive
		A3 Skrueplate (2)
B	Venstre/høyre side klemmekomponent	B1 M6 x 18 mm båtskive (4)
		B2 M6 fjærskive (4)
		B3 M6 x 1 x 20 mm BHS (4)
C	Rygg stolpeklemme (2)	C1 M5 x .8 x 25 mm SHS ¹ (4)
		C2 M5 x .8 x 25 mm SHS ² (4)

1. Brukes til montering på 1,90 og 2,22 cm-rør.

2. Brukes til montering på 2,54 cm-rør.

1.4.2 Verktøy som kreves ved montering og justering



Verktøy*		Beskrivelse
1	Nøkkel	10 mm-nøkkel
2	Unbrakonøkkel m/T-håndtak	4 mm unbrakonøkkel
3	Momentnøkkel	Lb-in

1.4.3 Spesifikasjoner tiltrekkingsmoment

Delenummer	Spes. tiltrekkingsmoment
BR5001 (A2)	117 in-lbs/ 13,2 N-m
BR1100 (C2)	45,1 in-lbs / 5,1 N-m
BR1101 (B3)	77 in-lbs / 8,7 N-m


*Verktøy følger ikke med i jernvarepakken.

1.5.1 Montere skruplate og U-blokk-montering

Trinn 1: Bestem ønsket sted der skruelaten skal plasseres langsmed de forhåndsutskjærte sporene i ryggskallet.

Trinn 2: Sett inn skruelaten på ryggen. Innrett skruelaten etter U-blokken.

Trinn 3: Stram låsemutterne (A1, A2) med momentnøkkelen for å få skrudd dem godt fast. Se *Spesifikasjoner tiltrekingsmoment* i del 4.3 for påkrevd tiltrekingsmoment ved tilstramming av jernvaren.



MERK

Å montere U-blokken på ryggen vil være nødvendig hvis jernvaren kjøpes separat fra ryggen. Stealth vil montere jernvaren dersom den bestilles samtidig med ryggen.


⚠ FORSIKTIG U-blokken må monteres før trekket tres over ryggen.

1.5.2 Feste 2-punktsmontering til u-blokk

Step 1: Innrett 2-punkts installeringsbrakett og rørklemme med den monterte og installerte u-blokken.

Trinn 2: Sett M6-skruer (B3) (x 2) inn i skiver (B1, B2) (x2) og fest klinkekomponent til venstre og høyre side av U-blokken ved hjelp av 4 mm unbrakonøkkel.

Trinn 3: Etter at endelig justering er gjort, stram alle M6-skruer med momentnøkkel. Se del 4.3 for riktig tiltrekingsmoment.




1.5.3 2-punkts PRO klemmekomponent til ryggstolpe

Trinn 1: Bestem visuelt ønsket høyde på din nye ADI-ryggstøtte. Merk av på hver ryggstolpe den nødvendige posisjonen for å sette på klemmekomponentene.

Trinn 2: Løsne M5-skrue (C1), og med to fingre, knip rundt og hold ryggen på stolpeklemmen åpen for å få skjøvet klemmekomponenten over toppen av ryggstolpen (med mottaksstolpen pekende innover). Skruene behøver ikke å tas helt av jernvaren for å få skjøvet klemmen over stolpen.

Trinn 3: Stram lett hver av M5-skrue med en 4 mm unbrakonøkkel. Still opp klemmekomponenten parallelt med rullestolens sittebase.



⚠ FORSIKTIG

Til montering på 2,54 cm-rør, bruk 25 mm-skrue med innvendig sekskanthode som følger med (A2).

MERK


Monteringsjernvare bør installeres i samme høyde på venstre og høyde side, og parallelt med seterammen.

MERK

Skrue til klemmeskrue, men tillat bevegelse slik at du kan foreta justeringer på mottaksstolpene.

Trinn 4: For å oppnå ordentlig justering, beveg monteringsjernvaren lett inn og ut og/eller opp og ned. Juster inntil ryggstøtten lett festes og fjernes fra øvre og nedre mottaksstolper.

Trinn 5: Etter at endelig justering er gjort, stram alle skrue (C1) med riktig tiltrekingsmoment etter spesifikasjonene. Dette sikrer sikker plassering og sikker bruk.




1.5.4 Høydejustering AL-/AFT-serien

Trinn 1: Med en 10 mm-nøkkel, løsne M6-mutterne (A2) på skruerplaten.

Trinn 2: Gli skruerplaten opp eller ned langsmed de forhåndsutskjærte sporene i skallet for å oppnå ønsket høyde.

Trinn 3: Stram og skru fast M6-mutterne med momentnøkkel. Se *del 4.3* for riktig tiltrekkingmoment.



⚠ FORSIKTIG


Stealth anbefaler ikke at det drillles hull i CF-rygger for å få omposisjonert jernvaren til en annen høyde.

1.5.5 Breddejustering

Trinn 1: På hver side av jernvaren, løsne topp- og bunnskruene (A2) med en 4 mm unbrakonøkkel og en 10 mm skrunøkkel.

Trinn 2: Juster jernvaren innover eller utover for å oppnå ønsket bredde på monteringsjernvaren.

Trinn 3: Etter at endelig justering er gjort, stram alle skruer med riktig tiltrekkingmoment etter spesifikasjonene.




MERK

Minimums- og maksimumsvekst for bredden av jernvaren er 2,54 cm.

MERK

AFT-serien med rygger gir ca. 2 1/2 cm ekstra rom for breddejustering (5 cm til sammen) på ryggen siden de kommer med et forhåndsutskjært spor i skallet.

Minimums- og maksimumsmål* for breddejustering:




*De viste målene er fra en 16"-rygg i AL-serien.

1.5.6 Vinkeljustering

Trinn 1: På hver side av jernvaren, løsne topp- og bunnskruene (B3) med en 4 mm unbrakonøkkel.

Trinn 2: Juster ryggstøtten til ønsket brukervinkel.

Trinn 3: Etter at endelig justering er gjort, stram alle skruer med riktig tiltrekingsmoment etter spesifikasjonene.




1.5.7 Dybdejustering

Trinn 1: På hver side av jernvaren, løsne topp- og bunnskruene (B3) med en 4 mm unbrakonøkkel.

Trinn 2: Skyv ryggstøtten forover eller bakover for å oppnå ønsket brukerdypde.

Trinn 3: Etter at endelig justering er gjort, stram alle skruer med riktig tiltrekingsmoment etter spesifikasjonene.





1.5.8 Ryggmontering på klemmer

Trinn 1: Innrett monteringsblokkhull med sporene på klemmebraketten. Sett inn skivene (B1, B2) og M6 BHS (B3).

Trinn 2: Stram skruene til ryggen er sikker og ikke løs. Gjør justeringer på vinkelen hvis nødvendig.


Trinn 3: Stram skruene til riktig tiltrekkingsmoment etter spesifikasjonene.





2.0 WC20 Godkjent 2-Punkts PRO Monteringsjernvare

For alle ryggstøtter i aluminium



MONTERINGSINSTRUKSER FOR

Stealth Products: BR1103 med BR6006

Kompatibel med

Stealths: ADI-rygger i aluminium / AFT-serie med rygger

2.1.1 WC20 2-Punkts Pro Monteringsjernvare

2-Punkts PRO-jernvaren kan bestilles som en WC20-pakke. Dette inkluderer jernvaren og låsepinner.

2-Punkts PRO monteringsjernvare imøtekommer kravene og bestemmelsene i WC20 og ISO16840-4.

WC20 fastsetter design- og ytelseskrav og testmetoder for komplette sittesystemer bestående av sete, ryggstøtte og festejernvare.

FORSIKTIG

Den WC20-godkjente 2-Punkts PRO-jernvaren og AL-/AFT-ryggene skal kun brukes som beskrevet i produsentens anvisninger.

MERK

Dersom BR6006 bestilles etter at et skall er bestilt, MÅ korresponderende etikett festes permanent til trekket for at jernvaren skal være i henhold til WC20.

SIKKERHET

ADIs CF-serie med rygger er IKKE WC20-godkjent.

2.2 Informasjon om kjøring iht. WC20

2.2.1 Før kjøring

- Rullestolbrukende bør sitte i bilsetet og bruke sikkerhetsbeltet som er montert i bilen.
- Dobbeltsekk alltid festesystemet og jernvaren før kjøring.
- På feste- og beltesystemer, se etter revner eller slitte nylonstropper. Skift ut etter behov og bruk aldri ødelagte stropper.
- Se etter ødelagte kroker eller løs festejernvare.
- På sittesystemet, sjekk at skruer som fester jernvaren til setet, ikke er løse. Disse skal sitte tett uten å være overstrammet.
- 2-Punkts PRO-jernvaren skal være trygt festet til ryggen, og låsepinnene skal være riktig satt inn i jernvaren.

FARE

Den WC20-godkjente 2-Punkts PRO-jernvaren og AL-/AFT-ryggene er designet spesifikt for å brukes som bilsete når brukt på rullestoler som står forovervendt i motordrevne kjøretøy.

FARE

Den WC20-godkjente 2-Punkts PRO-jernvaren og AL-/AFT-ryggene er designet med hensyn til riktig bruk av kjøretøyankrede beltesystemer og rangering av sittesystemene etter hvor enkelt de gjør det å posisjonere kjøretøyankrede beltesystemer korrekt på rullestolpassasjer, og i hvilken grad riktig posisjonering av beltesystemet er mulig å oppnå.


FARE

Det skal ikke gjøres endringer eller erstatninger på sittesystemet eller sittesystemets deler eller komponenter uten å konsultere produsenten.

Belteplassering

- Hoftebeltet skal sitte lavt over hoftene foran, nær overgangene mellom hofte og lår.
- Ved bruk av trepunktsbelte skal beltespennen sitte tett mot rullestolbrukerens kropp og festes unna rullestolkomponenter.
- Sammenføyningen mellom skulderbeltet og hoftebeltet på trepunktsbelter skal sitte nær hoften på motsatt side av skulderen skulderbeltet ligger over, og ikke nær rullestolbrukerens midje.

Riktig posisjonering av belter på rullestolbruker



- Belter som går over brystet, skal sitte direkte over og berøre midten av skulderen.

⚠ FORSIKTIG

Belter skal justeres slik at de sitter så tett som mulig uten å føles ukomfortable for bruker.

SIKKERHET

Belter skal posisjoneres på rullestolbruker i henhold til WTORS-produzentens anvisninger.

Uriktig posisjonering av belter på rullestolbruker




- Belter skal ikke ledes utenfor hjulene på rullestolen eller over armlenene på rullestolen og skal ikke holdes unna rullestolbrukerens kropp av komponenter eller deler på rullestolen.

SIKKERHET

Belter skal ikke være vridd på en måte som reduserer kontaktområdet mellom nylonbeltet og rullestolbrukeren.

Både hoftebelter og skulderbelter som oppfyller kravene i RESNA WC-4:2012, del 18, og/eller 4.6, 5.2, 5.3 eller RESNA WC-4:2012, del 19, skal brukes for å begrense rullestolbrukers bevegelse i en kollisjon og redusere sannsynligheten for at rullestolbruker kastes ut av kjøretøyet, og/eller for skadelig kontakt mellom rullestolbruker og kjøretøyetts innside.

Hoftebeltet skal ha en vinkel på mellom 30 og 75°, horisontalt når sett fra siden, ideelt mellom 45 og 75°, som figuren nedenfor viser.



⚠ ADVARSEL

Ryggstøtter med justerbar bakovervinkel skal ikke tiltes bakover mer enn 30° under kjøring, med mindre nødvendig ut fra rullestolebrukers medisinske og/eller holdningsmessige behov.

⚠ ADVARSEL

Hvis ryggstøtten må justeres til en vinkel større enn 30° under kjøring, skal skulderbeltets øvre forankringspunkt justeres bakover for å opprettholde kontakt med rullestolbrukers skulder og bryst.

Brett


Stive rullestolmonterte brett som ikke spesifikt er designet for bruk under kjøring, skal:

- Tas av og sikres separat i kjøretøyet.
- Sikres til rullestolen på en måte som sikrer at de ikke kan komme løs i en kollisjon.
- Posisjoneres med minst 75 mm klaring fra kanten av brettet til rullestolbrukers mage og/eller bryst, slik at brettet ikke kan forstyrre riktig bruk av sikkerhetsbeltet.
- Ha energiabsorberende polstring mellom kanten av brettet og rullestolbruker.

2.3.1 Brukersikkerhet

Bruk av holdningsbelte over hoftene som er festet til rullestolbasen eller seterammen, anbefales under kjøring, men beltet må da være posisjonert slik at det ikke forstyrrer den riktige posisjonen av sikkerhetsbeltet som skal ta av for belastningen ved en kollisjon, og må ikke brukes til kollisjonssikring av personen i bilen med mindre holdningsbeltet er designet for å overholde og yte i henhold til kravene i 4.6, 5.2 og 5.3 av RESNA WC-4:2012, del 19.

Det skal sørges for tilstrekkelig klaring forover og bakover rundt rullestolbruker.



Spesifikasjoner for jernvarens tiltrekkingmoment finnes i *Deler og tilbehør*-delen på side to.

Klaringsområdet forover (FXZ) må være større når et skulderbelte ikke er i bruk.

Når du monterer WC20 2-Punkts PRO jernvaren til din AL- eller AFT-rygg, se installasjoninstruksjonene som begynner på side tre.

⚠ FARE

Den WC20-godkjente 2-Punkts PRO-jernvaren og AL-/AFT-ryggene er KUN designet for å brukes sammen med kollisjonstestede rullestolrammer som er funnet å oppfylle frontkollisjonskravene i RESNA WC-4:2012, del 19.

⚠ ADVARSEL

Den WC20-godkjente 2-Punkts PRO-jernvaren og AL-/AFT-rygger MÅ brukes på rullestolramme med fire sikringspunkter og forankringspunkter for hoftebelte som er i henhold til kravene i RESNA WC-4:2012, del 19.


2.4.1 Monterings av 2-Punkts PRO-jernvaren iht. WC20

Følg installasjonsveiledningen som begynner på side tre for å installere den WC20-godkjente jernvaren.

Følg instruksjonene nedenfor for å sette sikkerhetsmerket for WC20 på jernvaren





Trinn 1: Fest sikkerhetsmerket for WC20 på merket.

Trinn 2: Innrett merket, skivene og skruene med jernvaren og sikre dem.



2.4.2 Feste etiketten på trekket

WC20-etiketten skal festes til ADI-ryggtrekket hvis WC20-låsepinner bestilles separat fra ryggen og jernvaren. Etiketten må sys på trekket for å være i tråd med WC20.

			
Requires WC18- Restraint WC19- Base WC20- Seat/Back per RESNA WC-4:2012/ISO 16840			
48 lb	22 kg		Minimum
275 lb	125 kg		Maximum
Stealth Products, LLC			
Date: _____			
Modell: _____			
Serial: _____			
			
DO NOT REMOVE TAG!			
<small>19402092</small>			<small>March 23, 2017</small>

Advarsel!

Du må overholde følgende for riktig bruk under kjøring!

Unnlatelse av å gjøre dette kan medføre alvorlig skade eller død for bruker!

Minimum: _____

Maksimum: _____

Stealth Products, LLC

Dato: _____

Modell: _____

Serienummer: _____

Dette sattesystemet har bestått kollisjonstesting med middels stor mannlig testdukke i henhold til **RESNA WC- 4:2012/ISO16840** med bruk av metodene beskrevet i Tillegg A til WC-4:2012, del 20, og imøtekommer kravene når festet til rullestol utstyrt med festesystem som spesifisert i WC-4:2012, del 20.

IKKE TA AV ETIKETTEN!

2.5.1 Rengjøring

- Bruk en myk klut for å rengjøre ryggskallet.
- Vask skumputetrekket for hånd med mildt såpevann eller rengjøringsmiddel og la tørke.
- Skumputen bør ikke bli våt.

⚠ ADVARSEL Ikke håndvask ved temperaturer som overgår 70° C.

⚠ ADVARSEL Må IKKE vaskes eller tørkes i maskin.

2.5.2 Desinfisering

- Tørk forsiktig av med en klut fuktet med vanlig desinfiseringsmiddel.
- La lufttørke grundig.

⚠ ADVARSEL IKKE dypp skummet i vann.

SIKKERHET

Kontroller alltid monteringsjernvaren, og forsikre seg om at hvert feste er ordentlig festet før man bruker ryggstøtten.

⚠ ADVARSEL 250 lbs. (113,40 kg) brukervektgrense.

MERK

Endring av en ADI-rygg på noen måte og/eller uegnet installasjon vil føre til tap av retten til garanti.

2.6.1 Forhandlerassistanse

Når kunden benytter den for første gang, anbefales det at forhandler eller servicetekniker hjelper til og forklarer innstillingen til kunden (brukeren og/eller ledsager). Om nødvendig kan forhandleren foreta de endelige justeringene.

⚠ FORSIKTIG Ikke fest ryggen når brukeren sitter i rullestolen.

SIKKERHET

Ikke fest ADI-rygger med brukeren i stolen eller bruk dem under transport med mindre du bruker 2-Punkts PRO-jernvaren med de WC20-godkjente pinnene.

2.6.2 Brukerutprøving

Det er viktig at kunden er fullstendig klar over installasjonen, hvordan den brukes, og hva som kan justeres for å oppnå så mye rørlighet som mulig. Som forhandler, gjør følgende:

- Forklar og vis kunden hvordan monteringen er utført, og forklar jernvarens funksjon.
- Ved behov, juster jernvaren til riktig posisjon.
- Forklar for kunden hvilke problemer som kan oppstå, og hvordan de løses.

2.6.3 Bruksforhold

ADI-jernvare skal brukes slik som det har blitt installert av forhandleren, i tråd med installasjoninstruksjonene i denne håndboken.

- De forutsette bruksforholdene formidles til bruker og/eller ledsager av forhandler eller servicetekniker når bruker skal bruke jernvaren for første gang.
- Dersom bruksforholdene endrer seg betydelig, ta kontakt med din forhandler eller en kvalifisert servicetekniker for å unngå overdreven slitasje eller utilsiktet skade.

Våre produkter er designet og produsert etter de høyeste standarder. Skulle produktet likevel vise seg å ha en material- eller produksjonsfeil, vil Stealth Products reparere eller skifte ut produktet for deg etter eget skjønn. Enhver implisitt garanti, herunder den implisitte garantien om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, skal ikke gjelde ut over denne garantiens varighet. Stealth Products, LLC dekker ikke skade på grunn av, men ikke begrenset til:

- Feilaktig bruk, misbruk eller feil bruk av produktet.
- Endring av produktet uten skriftlig godkjenning fra Stealth Products, LLC.
- Enhver endring ved serienummeret eller tilfelle der serienummeret mangler – dette vil automatisk gjøre denne garantien ugyldig.
- Stealth Products, LLC er kun ansvarlig for utskiftning av deler.
- Stealth Products, LLC er ikke ansvarlig for eventuelle arbeidskostnader.

Ingen har rett til å endre, utvide eller frigi garantiene fra Stealth Products, LLC.

Stealth Products garanti dekker feil grunnet defekte materialer eller faglig utførelse:

Dekk: 180 dager

Jernvare: 5 år

Elektronikk: 3 år


2.7.1 I tilfelle produktsvikt

I tilfelle av produktsvikt som dekkes av vår garanti, følg prosedyrene som er beskrevet nedenfor:

1. Ring Stealth på +1 (512) 715-9995 eller gratisnummer (USA) +1-800-965-9229.
2. Be om å få snakke med Returns Department eller få et RA-nummer (returtillatelsesnummer) fra Returns Department og følg instruksene fra avdelingen eller instruksene i dokumentasjonen.




Montagehandleiding



1.0 2-punts PRO-montagehardware

Voor rugsteunen van aluminium en koolstof



MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR

Stealth-producten: BR1103

Compatibel met

Van Stealth: ADI-rugsteunen van aluminium/koolstofvezel

1.1 Klanttevredenheid

Stealth Products streeft ernaar dat klanten 100% tevreden zijn. Uw volledige tevredenheid is belangrijk. Neem contact met ons op voor feedback of voorgestelde wijzigingen die zullen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en bruikbaarheid van deze producten. U kunt ons bereiken op:



Stealth Products, LLC
104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611
Telefoon: (512) 715-9995 Gratis nummer: 1(800) 965-9229
Fax: (512) 715-9954 Gratis nummer: 1(800) 806-1225
info@stealthproducts.com www.stealthproducts.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Duitsland



1.2 Waarschuwingslabels

1.2.1 Waarschuwingslabels

Waarschuwingen zijn er voor de veiligheid van de gebruiker, klant, bediener en eigendom. Lees en begrijp wat de signaalwoorden **VEILIGHEID**, **OPMERKING**, **LET OP**, **WAARSCHUWING** en **GEVAAR** betekenen en hoe ze op de gebruiker, op de personen rond de gebruiker en op eigendommen van invloed kunnen zijn.



Geeft aan dat een situatie **dreigt** die (indien niet vermeden) **ernstig letsel, overlijden en schade aan eigendommen** tot gevolg kan hebben.



Geeft aan dat **mogelijk** een situatie kan ontstaan die (indien niet vermeden) **ernstig letsel, overlijden en schade aan eigendommen** tot gevolg kan hebben.



Geeft een **mogelijke** situatie aan die (indien niet vermeden) **matig tot gemiddeld letsel en schade aan eigendommen** tot gevolg kan hebben.



Geeft belangrijke informatie aan die geen risico oplevert voor letsel, maar wel voor mogelijke **schade aan eigendommen**.



Geeft stappen of instructies aan voor veilige praktijken, herinneringen of veilige procedures, of belangrijke veiligheidsapparatuur die nodig kan zijn.

1.2.2 Beperkte aansprakelijkheid


Stealth Products, LLC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendom dat voortvloeit uit het feit dat de gebruiker of andere personen de aanbevelingen, waarschuwingen en instructies in deze handleiding niet opvolgen.

1.2.3 Testen

De eerste keer instellen en rijden moeten in een open ruimte zonder obstakels worden gedaan, totdat de gebruiker goed in staat is veilig te rijden. Het product moet altijd getest worden zonder dat er iemand in de rolstoel zit, totdat elke wijziging van de fysieke installatie of afstelling is afgerond.

1.0 2-punts PRO-montagehardware	
1.1 Klanttevredenheid	82
1.2 Waarschuwingslabels	82
1.2.1 Waarschuwingslabels	82
1.2.2 Beperkte aansprakelijkheid	82
1.2.3 Testen	82
1.3 Inhoudsopgave	83
1.4 Onderdelen en accessoires	84
1.4.1 2-punts PRO-montagehardware	84
1.4.2 Benodigd gereedschap voor installatie en afstelling	85
1.4.3 Aanhaalmoment	85
1.5 Montage-instructies	86
1.5.1 Steunplaat en U-blok monteren	86
1.5.2 De 2-points hardware bevestigen op het U-blok	86
1.5.3 2-punts PRO-klem op stang aan de achterkant	87
1.5.4 Hoogteafstelling AL-/AFT-serie	88
1.5.5 Breedteafstelling	88
1.5.6 Hoekafstelling	90
1.5.7 Diepteafstelling	90
1.5.8 Rugsteun monteren op klemmen	91
2.0 WC20-gecertificeerde 2-punts PRO-montagehardware	
2.1 WC20-gecertificeerd	93
2.1.1 WC20 2-punts PRO-montagehardware	93
2.2 Transportinformatie WC20	93
2.2.1 Voor transport	93
2.3 WC20-veiligheid	96
2.3.1 Gebruikersveiligheid	96
2.4 Montage van de WC20-hardware	97
2.4.1 Montage van de WC20 2-punts PRO-hardware	97
2.4.2 Het label aanbrengen op de hoes	97
2.5 Onderhoud	98
2.5.1 Reinigen	98
2.5.2 Desinfecteren	98
2.6 Eerste gebruik	99
2.6.1 Hulp van de dealer	99
2.6.2 Testen door gebruiker	99
2.6.3 Gebruiksomstandigheden	99
2.7 Garantie	100
2.7.1 In geval van productstoring	100
2.8 Opmerkingen	101

1.4.1 2-punts PRO-montagehardware




		Omschrijving
A	2-punts PRO U-blok met steunplaat (2)	A1 M6 x 1 nylon borgmoer
		A2 M6 x 18 mm ringplaatje
		A3 Steunplaat (2)
B	Klem links/rechts	B1 M6 x 18 mm ringplaatje (4)
		B2 M6 veerring (4)
		B3 M6 x 1 x 20mm BHS (4)
C	Klem voor stang achterzijde (2)	C1 M6 x 1 x 20 mm BHS (4)
		C2 M5 x .8 x 25 mm SHS ² (4)

1. Gebruik voor montage op wandelstokken van 1,9 cm (3/4") en 2,2 cm (7/8").

2. Gebruikt voor montage op een wandelstok van 2,5 cm (1").

1.4.2 Benodigd gereedschap voor installatie en afstelling



	Gereedschap*	Omschrijving
1	Moersleutel	Moersleutel 10 mm
2	Inbussleutel/T-handvat	Inbussleutel 4 mm
3	Momentsleutel	Lb-in

1.4.3 Aanhaalmoment

Onderdeelnummer	Aanhaalmoment
BR5001 (A2)	117in-lbs/13,2N-m
BR1100 (C2)	45,1in-lbs./5,1N-m
BR1101 (B3)	77in-lbs./8,7N-m


*Gereedschap niet meegeleverd in het hardwarepakket.

1.5.1 Steunplaat en U-blok monteren

Stap 1: bepaal de gewenste plaats voor de steunplaat langs de voorgeboorde sleuven in de rugschaal.

Stap 2: steek de steunplaat op de rugsteun. Lijn de steunplaat uit met het u-blok.

Stap 3: draai de borgmoeren (A1, A2) vast met een momentsleutel zodat ze goed vastzitten. Zie de *Aanhaalmoment* in *paragraaf 4.3* voor de juiste aanhaalmomenten bij het vastdraaien van de hardware.



OPMERKING

Als de hardware apart van de rugsteun wordt aangeschaft, moet een u-blok worden aangebracht op de rugsteun. Stealth monteert de hardware als de hardware samen met de rugsteun wordt besteld.

⚠ LET OP


Monteer het u-blok voordat u de hoes over de rugsteun plaatst.

1.5.2 De 2-points hardware bevestigen op het U-blok

Stap 1: lijn de 2-punts montagebeugel en wandelstokklem uit met het in elkaar gezette en gemonteerde U-blok.

Stap 2: plaats de M6-schroef (B3) (x2) in de ringen (B1, B2) (x2) en bevestig de unit aan de u-blokken links en rechts met behulp van een inbussleutel van 4 mm.

Stap 3: draai na het afstellen alle M6-moeren vast met een momentsleutel. Zie *paragraaf 4.3* voor de aanhaalmomenten.




1.5.3 2-punts PRO-klem op stang aan de achterkant

Stap 1: stel de gewenste hoogte van uw ADI-rugsteun visueel vast. Markeer op beide stangen aan de achterzijde de positie waarop de klem moeten worden geplaatst.

Stap 2: draai de M5-schroeven (C1) los en houd de achterkant van de stangklem met twee vingers open om de klem over de bovenkant van de stang aan de achterkant te schuiven (opnamestang wijst naar binnen). De schroeven hoeven niet volledig te worden verwijderd van de hardware om de klem over de stang te schuiven.

Stap 3: draai iedere M5-schroef iets vast met een inbussleutel van 4 mm. Lijn de klem parallel uit met de zitting van de rolstoel.



LET OP

Voor een wandelstok van 2,5 cm (1") gebruikt u de meegeleverde 25 mm-schroeven met binnenzeskant (C2).

OPMERKING


De montagehardware moet aan de linker- en rechterkant van de rolstoel op gelijke hoogte en parallel met de zitting worden gemonteerd.

OPMERKING

Draai de klemschroeven aan, maar zorg voor een beetje speling, zodat u de opnamestangen kunt afstellen.

Stap 4: voor een goede uitlijning beweegt u de montagehardware voorzichtig naar binnen of buiten en naar boven of beneden. Stel af totdat de rugsteun soepel op en van de opnamestangen boven en onder kan worden gemonteerd en verwijderd.

Stap 5: draai na de laatste afstelling alle schroeven (C1) met een momentsleutel met het juiste aanhaalmoment aan. Dit zorgt ervoor dat de hardware goed vastzit en veilig werkt.




1.5.4 Hoogteafstelling AL-/AFT-serie

Stap 1: draai de M6-moeren (A2) op de steunplaat met een 10 mm-moersleutel los.

Stap 2: schuif de steunplaat omhoog of omlaag langs de voorgeboorde sleuf in de schaal tot de gewenste hoogte.

Stap 3: draai de M6-moeren vast met een momentsleutel. Zie *paragraaf 4.3* voor de aanhaalmomenten.



⚠ LET OP


Stealth adviseert geen gaten te boren in de CF-rugsteunen om de hoogte van de hardware af te stellen.

1.5.5 Breedteafstelling

Stap 1: maak aan elke kant van de hardware de bovenste en onderste schroeven (A2) los met behulp van een inbussleutel van 4 mm en een moersleutel van 10 mm.

Stap 2: stel de hardware naar binnen of buiten af voor de gewenste breedte van de montagehardware.

Stap 3: draai na de laatste afstellingen alle schroeven met het juiste aanhaalmoment aan.




OPMERKING

De minimale en maximale verbreding van de hardware is 2,5 cm (1").

OPMERKING

Rugsteunen uit de AFT-serie kunnen een extra inch 92,5 cm) in de breedte worden afgesteld (dus 2 inch of 5 cm totaal) op de schaal door de sleuf die in de schaal is voorgeboord.

Minimale en maximale afmetingen* voor breedteafstelling:




*De getoonde afmetingen zijn voor een 16\"-rugsteun uit de AL-serie.

1.5.6 Hoekafstelling

Stap 1: maak aan elke kant van de hardware de bovenste en onderste schroeven (B3) los met een inbussleutel van 4 mm.

Stap 2: pas de rugsteun aan om de gewenste hoek voor de gebruiker in te stellen.

Stap 3: draai na de laatste afstellingen alle schroeven met het juiste aanhaalmoment aan.




1.5.7 Diepteafstelling

Stap 1: maak aan elke kant van de hardware de bovenste en onderste schroeven (B3) los met een inbussleutel van 4 mm.

Stap 2: schuif de rugsteun naar voren of achteren om de gewenste diepte voor de gebruiker te verkrijgen.

Stap 3: draai na de laatste afstellingen alle schroeven met het juiste aanhaalmoment aan.





1.5.8 Rugsteun monteren op klemmen

Stap 1: lijn de gaten van de montageblokken uit met de sleuven in de klembeugel. Brengen ringen (B1, B2) en M6 BHS (B3) aan.

Stap 2: draai de schroeven aan totdat de rugsteun vast zit. Pas wanneer nodig de hoek aan.


Stap 3: draai de schroeven met het juiste aanhaalmoment aan.





2.0 WC20-gecertificeerde 2-punts PRO-montagehardware

Voor alle aluminium rugsteunen



MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR

Stealth-producten: BR1103 met BR6006

Compatibel met

Van Stealth: ADI-rugsteunen aluminium/AFT-serie

2.1.1 WC20 2-punts PRO-montagehardware

De 2-punts PRO-hardware kan worden besteld als WC20-pakket. Dit bevat de hardware en transportpennen.

De 2-punts PRO-montagehardware voldoet aan de vereisten en bepalingen van WC20 en ISO16840-4.

WC20 bevat vereisten voor het ontwerp en de werking en testmethoden voor complete stoelsystemen die bestaan uit een stoel, een rugsteun en bevestigingshardware.

LET OP

De WC20-gecertificeerde 2-punts PRO-hardware en AL/AFT-rugsteunen mogen alleen worden gebruikt op de manier zoals beschreven in de instructies van de fabrikant.

OPMERKING

Als de bestelling voor BR6006 wordt geplaatst nadat een schaal is besteld, MOET het bijbehorende label permanent wordt bevestigd op de hoes, om ervoor te zorgen dat de hardware voldoet aan WC20.

VEILIGHEID

Rugsteunen uit de CF-serie van ADI zijn NIET WC20-gecertificeerd.

2.2 Transportinformatie WC20

2.2.1 Voor transport

- Cliënten die een rolstoel gebruiken moeten zich naar de stoel van het voertuig verplaatsen en het in het voertuig gemonteerde bevestigingssysteem voor passagiers gebruiken.
- Voorafgaande aan het vervoer moeten de spanbanden en de hardware altijd goed worden gecontroleerd.
- Let goed op scheuren en versleten spanbanden. Vervang deze indien nodig en gebruik nooit gescheurde banden.
- Let goed op beschadigde bevestigingen en los zittende hardware.
- Controleer het stoelsysteem of er schroeven waarmee de hardware aan de stoel is bevestigd los zitten. Deze moeten goed vastzitten maar niet te strak zijn vastgedraaid.
- De 2-punts PRO-hardware moet stevig vastzitten aan de rugsteun en de transportpennen moeten correct in de hardware zijn aangebracht.

GEVAAR

De WC20-gecertificeerde 2-punts PRO-hardware en de AL/AFT-rugsteunen zijn speciaal ontwikkeld voor passagiers die in een rolstoel zitten die naar de voorkant van het voertuig wijzen.

GEVAAR

De WC20-gecertificeerde 2-punts PRO-hardware en AL/AFT-rugsteunen zijn ontwikkeld voor gebruik met aan het voertuig bevestigde gordelsystemen en voldoen aan de normen voor stoelsystemen met betrekking tot het gemak van het correct aanbrengen van aan het voertuig bevestigde gordels op de rolstoelgebruiker en de mate waarin de gordels correct kunnen worden gepositioneerd.


GEVAAR

Het stoelsysteem of onderdelen ervan mogen niet worden aangepast of uitgebreid zonder overleg met de fabrikant.

Plaatsing van de gordel

- De bekkengordel moet laag worden gedragen, over de voorzijde van het bekken in de buurt van het punt waar het bekken en de dijbenen bij elkaar komen.
- De gordelgesp van de driepuntsgordel moet zo worden geplaatst dat het contact maakt met het lichaam van de passagier en uit de buurt van onderdelen van de rolstoel.
- De verbinding tussen de schoudergordel en de bekkengordel van de driepuntsgordel moet zich in de buurt van de heup aan de tegenovergestelde kant van de schouder waarover de diagonale gordel loopt bevinden en niet in de buurt van de middenlijn van de passagier.

Correct aanbrengen van de gordel op de passagiers



- Gordels voor het bovenlichaam moet direct over de schouder passen en contact maken met het midden van de schouder.

⚠ LET OP

Gordels moeten zo worden afgesteld dat ze zo comfortabel mogelijk zitten voor de betreffende gebruiker.

VEILIGHEID

Gordels moeten zo worden aangebracht op de passagier in de rolstoel dat wordt voldaan aan de instructies van de WTORS-fabrikant.

Onjuist aanbrengen van gordels op de passagier




- Gordels mogen niet buitenom langs de wielen of over de arMLEuning van rolstoelen worden geleid en mogen niet van het lichaam worden afgehouden door onderdelen van de rolstoel.

VEILIGHEID

Gordels mogen niet zo worden gedraaid, dat het contactoppervlak tussen de gordel en de passagier wordt verminderd.

Er moeten zowel een bekkengordel als een schoudergordel worden gebruikt die voldoen aan RESNA WC-4:2012, paragraaf 18 en/of 4.6, 5.2, 5.3 van RESNA WC-4:2012, paragraaf 19, om bewegingen van de passagier bij een aanrijding te beperken en de kans te verminderen dat de passagier uit het voertuig wordt gelanceerd en/of letsel oploopt door contact met het interieur van het voertuig.

De bekkengordel moet een horizontale hoek hebben tussen 30° en 75° gezien vanaf de zijkant, en in het ideale geval tussen 45° en 75°, zoals te zien is op de afbeelding hieronder.



⚠ WAARSCHUWING

Rugsteunen met verstelbare rughoek mogen verticaal niet meer dan 30° achterover worden gekanteld tijdens transport in voertuigen, behalve wanneer dit medisch of voor de lichaamshouding van de passagier noodzakelijk is.

⚠ WAARSCHUWING

Als de rugsteun tijdens het transport verticaal meer dan 30° graden moet worden verzet, moet het bovenste verbindingspunt van de schoudergordel naar achteren worden afgesteld, zodat de gordel contact houdt met de schouder en de borst van de passagier.

Bladen


Op de rolstoel gemonteerde vaste bladen die niet speciaal zijn ontworpen voor gebruik tijdens transport in motorvoertuigen moeten:

- worden verwijderd en afzonderlijk worden vastgezet in het voertuig.
- vastgezet aan de rolstoel zodat ze bij een aanrijding niet los kunnen raken.
- worden geplaatst met een ruimte van ten minste 75 mm (3 inch) tussen de achterste rand van het blad en de buik en/of borst van de rolstoelgebruiker, zodat de gordel niet wordt belemmerd.
- energieabsorberende bekleding hebben die is aangebracht tussen de achterste rand van het blad en de rolstoelgebruiker.

2.3.1 Gebruikersveiligheid

Aanbevolen wordt tijdens transport een houdingsgordel voor het bekken te gebruiken die is bevestigd aan de zitting van de rolstoel of het frame van de stoel, maar deze gordel moet zo worden aangebracht, dat hij de juiste plaatsing van crashbestendige gordels niet hindert. Ook zijn deze gordels niet voldoende om de passagier te beschermen tijdens aanrijdingen, behalve wanneer de houdingsgordel is ontworpen conform de vereisten 4.6, 5.2 en 5.3 van RESNA WC-4:2012, paragraaf 19.

Voor en achter de rolstoelgebruiker moet voldoende vrije ruimte zijn.



De vrije ruimte aan de voorzijde (FXZ) moet groter zijn wanneer er geen schoudergordel wordt gebruikt. Voor het monteren van de WC20 2-punts PRO-hardware op uw AL- of AFT-rugsteun raadpleegt u de installatie-instructies beginnend op pagina 3.

Aanhaalmomenten voor de hardware vindt u in de paragraaf *Onderdelen en accessoires* op pagina 2.

⚠ GEVAAR

De WC20-gecertificeerde 2-punts PRO-hardware en AL/AFT-rugsteunen zijn ALLEEN ontworpen voor gebruik met rolstoelframes die tijdens een crashtest hebben aangetoond dat ze voldoen aan de vereisten voor frontale botsing van RESNA WC-4:2012, paragraaf 19.

⚠ WAARSCHUWING

De WC20-gecertificeerde 2-punts PRO-hardware en AL-/AFT-rugsteunen MOETEN worden gebruikt op een rolstoelframe dat vier bevestigingspunten en verankeringspunten voor een bekkengordel bevat die voldoen aan de vereisten van RESNA WC-4:2012, paragraaf 19.


2.4.1 Montage van de WC20 2-punts PRO-hardware

Volg de montage-instructies beginnend op pagina 3 om de WC20-gecertificeerde hardware te monteren.

Voor het aanbrengen van het WC20-veiligheidslabel op de hardware volgt u de onderstaande instructies:


Stap 1: bevestig het WC20-veiligheidslabel op plaatje.

Stap 2: leg het plaatje, ringen en de schroef op één lijn met de hardware en zet ze vast.



2.4.2 Het label aanbrengen op de hoes

Wanneer WC20-pennen afzonderlijk van de rugsteun en de hardware worden besteld, moet het WC20-label worden vastgezet aan de ADI-rugsteun. Het label moet op de hoes worden vastgenaaid om te voldoen aan WC20.



Waarschuwing!

Voor correct gebruik tijdens transport moet u aan het volgende voldoen!

Wanneer u hier niet aan voldoet, kan dit leiden tot ernstig letsel of overlijden van de gebruiker!

Minimaal: _____

Maximaal: _____

Stealth Products, LLC

Datum: _____

Model: _____

Serienummer: _____

Dit stoelsysteem heeft crashtests doorstaan met een mannelijke ATD van gemiddeld gewicht overeenkomstig de **RESNA WC- 4:2012/ISO16840**, met behulp van methodes zoals beschreven in Bijlage A van WC-4:2012, par. 20, is voldeed aan de vereisten wanneer bevestigd aan een rolstoel uitgerust met spanbanden zoals gespecificeerd in WC-4:2012, par. 20.

HET LABEL MAG NIET WORDEN VERWIJDERD!

2.5.1 Reinigen

- Gebruik een zachte doek om de rugschaal te reinigen.
- Was de hoes van het schuimrubberen voering met water en een mild reinigingsmiddel of schoonmaakmiddel en laat het drogen.
- De schuimrubberen voering mag NIET nat worden.

WAARSCHUWING NIET met de hand wassen in een watertemperatuur hoger dan 160°F (70°C).

WAARSCHUWING NIET in de machine wassen of drogen.

2.5.2 Desinfecteren

- Voorzichtig afvegen met een met huishoudelijk desinfecteermiddel bevochtigde doek.
- Laat het schuim goed aan de lucht drogen.

WAARSCHUWING Het schuim NIET in water onderdompelen.

VEILIGHEID

Controleer altijd alle montagehardware en zorg ervoor dat alle bevestigingen goed vastzitten voordat de rugsteun wordt gebruikt.

WAARSCHUWING 250 lbs. (113,40 kg) gewichtslimiet gebruiker.

OPMERKING

De garantie vervalt bij iedere wijziging aan een ADI-rugsteun en/of onjuiste montage.

2.6.1 Hulp van de dealer

Tijdens het eerste gebruik door de klant wordt aanbevolen dat de dealer of onderhoudstechnicus aanwezig is en de instelling aan de klant (de gebruiker en/of begeleider) uitlegt. Indien nodig kan de dealer de laatste afstellingen verzorgen.

⚠ LET OP

Bevestig de rugsteun niet wanneer de gebruiker in de stoel zit.

VEILIGHEID

Bevestig de ADI-rugsteunen niet wanneer de gebruiker in de stoel zit en gebruik deze niet tijdens transport tenzij u de 2-punts PRO-hardware gebruikt met WC20-goedgekeurde pennen.

2.6.2 Testen door gebruiker

Het is belangrijk dat de klant zich volledig bewust is van de montage, hoe de hardware werkt en wat kan worden afgesteld. Ga als dealer als volgt te werk:

- Geef de klant uitleg en laat hem zien hoe u de montage hebt uitgevoerd en hoe de hardware werkt.
- Stel indien nodig de hardware in de juiste positie af.
- Leg mogelijke problemen uit aan de klant en hoe deze kunnen worden opgelost.

2.6.3 Gebruiksomstandigheden

De ADI-hardware is bedoeld voor gebruik zoals door de dealer geïnstalleerd, in overeenstemming met de montage-instructies in deze handleiding.

- De dealer of onderhoudstechnicus informeert de gebruiker en of begeleider tijdens het eerste gebruik wat de voorziene gebruiksomstandigheden zijn.
- Als de gebruiksomstandigheden aanzienlijk veranderen, neemt u contact op met uw dealer of een gekwalificeerde onderhoudstechnicus om overmatige slijtage of onopzettelijke schade te voorkomen.

Onze producten zijn ontworpen, vervaardigd en geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. In het geval van een defect in de materialen of de afwerking, repareert of vervangt Stealth Products het product naar eigen inzicht. De duur van impliciete garanties, waaronder impliciete garanties voor verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel is nooit langer dan de duur van deze garantie. Stealth Products, LLC staat niet garant voor schade als gevolg van, maar niet beperkt tot:

- Verkeerd gebruik, misbruik of verkeerde toepassing van producten.
- Wijziging van het product zonder schriftelijke toestemming van Stealth Products, LLC.
- Bij veranderingen aan het product of het ontbreken van het serienummer, indien van toepassing, vervalt de garantie automatisch.
- Stealth Products, LLC is uitsluitend aansprakelijk voor reserveonderdelen.
- Stealth Products, LLC is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten.

Niemand is bevoegd de garanties van Stealth Products, LLC te wijzigen, verlengen of ervan af te zien.

Stealth Products biedt garantie tegen het niet functioneren vanwege defecten in materiaal of vakmanschap:

Garantieperiode: 180 dagen

Hardware: 5 jaar

Elektronica: 3 jaar

2.7.1 In geval van productstoring

Wanneer er sprake is van een productstoring die door onze garantie wordt gedekt, verzoeken wij u de onderstaande procedures op te volgen:

1. Neem telefonisch contact op met Stealth via +1 (512) 715-9995 of het gratis nummer +1-800-965-9229.
2. Dien een verzoek in bij de Retourenafdeling of vraag een retourformulier aan bij de Retourenafdeling en volg de instructies van de afdeling of het document.



Stealth Products, LLC • info@stealthproducts.com • www.stealthproducts.com
+1(800) 965-9229 | +1(512) 715-9995 | 104 John Kelly Drive, Burnet TX 78611