

Skinguard Liner


Skeo & Uneo



Gerüche

Skinguard

keine Gerüche



Skinguard Liner


Hautfreundlich – antibakteriell – geruchsneutral

Neben Silikon Linern sind auch ausgewählte Polyurethan Liner mit dem wirkungsvollen Zusatz Skinguard ausgestattet. Die hochtechnologische Funktionalität des antibakteriellen Zusatzstoffes schützt das Material, schützt den Liner vor Bakterienbefall und damit auch vor unangenehmer Geruchsbildung.

Skinguard

Geprüft nach Norm JIS Z 2801 mit *Staphylococcus aureus*

Keimzahl







- Bakterienwachstum auf unbehandeltem Polymer
- Hemmung des Bakterienwachstums bei Skinguard

- Skinguard hemmt das bakterielle Wachstum auf Polymeroberflächen.

Die natürliche antibakterielle Wirkung von Silber gegen ein breites Spektrum von Bakterien ist wissenschaftlich anerkannt. Sie beruht darauf, dass Silber die bakterielle Zellmembran beschädigt und so ein Wachstum unterbindet. Dies hat eine Hemmung der Bakterienvermehrung zur Folge, die entscheidend an einer Geruchsentwicklung beteiligt ist.

Die nach Norm JIS Z 2801 unabhängig durchgeführten Labortests haben belegt, dass die Behandlung der Skinguard Liner mit Skinguard die Anwesenheit von *Staphylococcus aureus* (grampositives Bakterium) um 99% reduziert. Skinguard wurde in international anerkannten Verfahren den Risikoabschätzungen für Mensch und Umwelt unterzogen.

Skinguard Liner

	SKEO	UNEO
	<p>Skeo Liner sind sehr strapazierfähig. Sie stabilisieren weiches Gewebe und sind einfach zu handhaben. Dafür sorgt ein gleitfähiges Außentextil oder eine seidig glatte Außenbeschichtung. Zudem lassen sie sich leicht reinigen.</p>	<p>Mit hervorragenden Fließeigenschaften sorgen die Uneo Liner für eine genaue und bequeme Passform. Damit ermöglichen sie eine sehr gute Druckverteilung im Schaft. Uneo Liner dämpfen Stöße ab und polstern selbst empfindliche, knöcherne oder narbige Stümpfe.</p>
Liner	<p>Skeo Skinguard 6Y75 (TT)</p> <p>Skeo Skinguard 6Y85 (TF)</p> <p>Skeo 3D 6Y78 (TT)</p> <p>Skeo 3D 6Y88 (TF)</p> <p>Skeo Unique</p>	<p>Uneo Skinguard 6Y522/6Y523</p> <p>Uneo 3D (optional mit Skinguard) 6Y512=*-G</p> <p>Uneo Unique</p>
Indikationen	<p>Skeo Skinguard Liner eignen sich für Patienten mit geringem bis mittlerem Mobilitätsgrad.</p>	<p>Uneo Skinguard Liner eignen sich für Patienten mit geringem bis hohem Aktivitätsgrad. Sie sind für alle Stumpffarten, insbesondere empfindliche, knöcherne und/oder narbige Stümpfe geeignet.</p>
Versorgungsempfehlung	<p>SKEO + </p> <p>SKEO + </p>	<p>UNEO + </p> <p>UNEO + </p>
Schaftdesign	<p>Zweckmodellierter Schaft</p>	<p>Vollbelastungsschaft nach Harmony Prinzip</p>



Bestellinformation

SKEO

Skeo Skinguard (TT) / Größen (distaler Umfang in mm):

6Y75=160, 180, 200, 210, 220, 235, 250, 265, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400

Skeo Skinguard (TF) / Größen (distaler Umfang in mm):

6Y85=280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 450, 500, 550

Skeo 3D (TT)

6Y78

Stumpfumfang 40 mm über distalem Ende	Stumpflänge: MPT bis distales Ende		
	75 mm	125 mm	175 mm
	(50–100 mm)	(100–150 mm)	(150–200 mm)
180 mm (185–205 mm)		■	
200 mm (240–265 mm)		■	
220 mm (225–245 mm)		■	■
235 mm (240–260 mm)		■	■
250 mm (255–275 mm)		■	■
265 mm (270–290 mm)	■	■	■
280 mm (285–305 mm)		■	■
300 mm (305–325 mm)			■
320 mm (325–345 mm)			■

Skeo 3D (TF) / Größen (distaler Umfang in mm):

6Y88=280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 450

Skeo Unique (mit Skinguard als Bestelloption)

6Y75=M, 6Y85=M

UNEO**Uneo 3D (mit Skinguard als Bestelloption)
6Y512=Stumpfumfang X Stumpflänge(-F)-G****-F=mit Textil****-G=mit Skinguard**

Stumpfumfang 40 mm über distalem Ende	Stumpflänge: MPT bis distales Ende		
	75 mm (50–100 mm)	125 mm (100–150 mm)	175 mm (150–200 mm)
210 mm (215–235 mm)		■	■
235 mm (240–265 mm)		■	■
250 mm (255–275 mm)	■		
265 mm (260–280 mm)		■	■
280 mm (285–310 mm)		■	■
300 mm (310–335 mm)		■	■

Uneo Skinguard / Größen (distaler Umfang in mm):**6Y522/523=190, 210, 230, 250, 290, 310-G****Uneo Unique (mit Skinguard als Bestelloption)****6Y400, 6Y414, 6Y416**

Otto Bock HealthCare GmbH
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3411 · F +49 5527 848-1414
prothetik@ottobock.de · www.ottobock.de