

## Übersicht der technischen Daten

Mobilitätsgrad	Bild	Kennzeichen	Name	Max. Patientengewicht	Größen	Gewicht	Einbauhöhe	Absatzhöhe	Wasserfestigkeit
1		1G6	Kosmetik-Leicht-Fuß	75 kg	23-27 cm	330 g	85 mm	10 +/- 5 mm	/
1		1H38	Normgelenk-Fuß mit Zehen	100 kg	21-28 cm	365 g	64-68 mm (abhängig von gewähltem Adapter)	10 +/- 5 mm	/
		1H40			22-29 cm	400 g		25 +/- 5 mm	
1-2		1S90	SACH-Fuß	125 kg	22-28 cm	460 g	85 mm	10 +/- 5 mm	/
		1S49			21-28 cm	475 g		10 +/- 5 mm	
		1S66			22-30 cm	485 g		18 +/- 5 mm	
1-2		1S101	SACH+ Fuß	125 kg	22-30 cm	590 g	85 mm	10 +/- 5 mm	Wasserfest
1-2		1D10 mit Adapter (Version ohne Adapter ist ebenfalls verfügbar)	Dynamik-Fuß	150 kg	22-30 cm	565 g	85 mm	10 +/- 5 mm	/
1-2		1D11	Dynamik-Fuß	125 kg	22-28 cm	435 g	85 mm	20 +/- 5 mm	/
1-2		1M10	Adjust	125 kg	22-30 cm	385 g	75 mm	22-26 cm: 20 +/- 5 mm 22-30 cm: 10 +/- 5 mm	/
1-2		1C11	Terion K2	175 kg	22-30 cm	325 g	64 mm	10 +/- 5 mm	/
2-3		1A30	Greissinger plus	100 kg	24-29 cm	705 g	87 mm	10 +/- 5 mm	/
2-3		1D35	Dynamic Motion	100 kg	22-30 cm	630 g	86 mm	10 +/- 5 mm	/
2-3		1C20	ProSymes	125 kg	25-28 cm	475 g	43 mm (ohne Distanzplatte) 52 mm (mit Distanzplatte)	10 +/- 5 mm	/
2-3		1C10	Terion	125 kg	22-28 cm	343 g	67 mm	5 +/- 5 mm	Wetterfest
2-3		1C30	Trias	125 kg	21-30 cm	346 g	113 mm	21-27 cm: 20 +/- 5 mm 21-30 cm: 10 +/- 5 mm	/
2-3		1B1-2	Meridium	125 kg	24-29 cm	1330 g	160 mm	0-50 mm	/
3-4		1E81	Chopart-Platte	136 kg	22-31 cm	145 g	20 mm	9 +/- 5 mm	/
3-4		1E57	Lo Rider	136 kg (MG3) 100 kg (MG4)	22-31 cm	290 g	36 mm	9 +/- 5 mm	/
3-4		1E56	Axtion	125 kg	22-31 cm	355 g	53 mm	13 +/- 5 mm	/
3-4		1C40	C-Walk	100 kg	24-30 cm	480 g	99 mm	10 +/- 5 mm	/
3-4		1E58	Axtion DP Pylon Fuß	100 kg (A-Pylon) 125 kg (B-Pylon)	22-31 cm	424 g	/	13 +/- 5 mm	/
3-4		1C50	Taleo	150 kg	22-30 cm	461 g	150 mm	22-25 cm: 15 +/- 5 mm 24-30 cm: 10 +/- 5 mm	Wasserfest
3-4		1C51	Taleo Vertical Shock	150 kg	22-30 cm	751 g	185 mm	22-25 cm: 15 +/- 5 mm 24-30 cm: 10 +/- 5 mm	Wetterfest
3-4		1C52	Taleo Harmony	150 kg	22-30 cm	751 g	185 mm	22-25 cm: 15 +/- 5 mm 24-30 cm: 10 +/- 5 mm	Wetterfest
3-4		1C53	Taleo Low Profile	150 kg	22-30 cm	355 g	65 mm	22-25 cm: 15 +/- 5 mm 24-30 cm: 10 +/- 5 mm	Wasserfest
3-4		1C60	Triton	150 kg (MG3) 125 kg (MG4)	21-30 cm	460 g	149 mm	21-27 cm: 15 +/- 5 mm 24-30 cm: 10 +/- 5 mm	/
3-4		1C61	Triton Vertical Shock	150 kg (MG3) 125 kg (MG4)	21-30 cm	760 g	195 mm	21-27 cm: 15 +/- 5 mm 24-30 cm: 10 +/- 5 mm	/
3-4		1C62	Triton Harmony	150 kg (MG3) 125 kg (MG4)	21-30 cm	760 g	195 mm	21-27 cm: 15 +/- 5 mm 24-30 cm: 10 +/- 5 mm	/
3-4		1C63	Triton Low Profile	150 kg	21-30 cm	415 g	63 mm	21-27 cm: 15 +/- 5 mm 24-30 cm: 10 +/- 5 mm	Wasserfest
3-4		1C64	Triton Heavy Duty	150 kg	21-30 cm	535 g	149 mm	21-27 cm: 15 +/- 5 mm 24-30 cm: 10 +/- 5 mm	Wasserfest
3-4		1C68	Triton side flex	125 kg	22-30 cm	585 g	86 mm	22-27 cm: 15 +/- 5 mm 24-30 cm: 10 +/- 5 mm	Wasserfest
3-4		1A1-1	Empower	130 kg	25-30 cm	2000 g	218 mm	/	Spritzwassergeschützt
Sports		1E90	Sprinter	125 kg	Universal	550-675 g	/	/	/
Sports		1E91	Runner	125 kg	Universal	460-625 g	300 mm	/	/
Sport		1E95	Challenger	110 kg	23-30 cm	785 g	174 mm	10 +/- 5 mm	Wasserfest
Sport		1E2	ProCarve Prothesenfuß	100 kg	Universal	1550 g	/	/	/
Kinder		1S90	Kinder-SACH-Fuß	35 kg	12-13 cm	90 g	/	10 +/- 5 mm	/
Kinder		1K30	Kinder-SACH-Fuß	35 kg (14-17 cm) 45 kg (18-21 cm)	14-21 cm	125 g	/	5 +/- 5 mm	/
Kinder		1K10	Kinder-Dynamik-Fuß	45 kg	14-21 cm	140 g	/	5 +/- 5 mm	/
Kinder		1E87	Kinder Chopart-Platte	50 kg	13-21 cm	23 g	16 mm	6 +/- 5 mm	/
Sport		1E93	Runner junior	45 kg	Universal	170-210 g	185 mm	/	/
Wasser		1WR95 mit Adapter (Version ohne Adapter ist ebenfalls verfügbar)	Aqua-Fuß	150 kg	24-28 cm	629 g	85 mm	0 mm	Wasserfest